

# Gebruiksaanwijzing

OTICON | **Opn**  
miniRITE



Made for



iPod



iPhone



iPad

**oticon**  
PEOPLE FIRST

## **Overzicht model**

Dit boekje is voor de volgende modellen hoortoestellen van toepassing:

Oticon Opn 1 miniLIHO met NFMI en 2,4 GHz radiofunctionaliteit.

- Luidspreker 60
- Luidspreker 85

## Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Dit zal u helpen het maximale uit uw nieuwe hoortoestel te halen.

Uw gehoorspecialist heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw gehoorspecialist.

| **Over** | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Opties](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

## Beoogd gebruik

De functie van een hooroplossing is het versterken en overbrengen van geluid naar het oor en daarbij te compenseren voor licht tot matig/ernstig gehoorverlies. De hoortoestellen zijn niet bedoeld voor kinderen < 36 maanden.

### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Uw audicien heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat de versterking specifiek aan uw gehoor is aangepast en voor u optimaal is.

## Inhoudsopgave 1/2

### Over

Nagaan over welke luidspreker en welk oorstukje uw hoortoestel beschikt	10
Uw hoortoestel - Wat het is	12
Wat het doet	13
Nagaan wat het linker- en rechtertoestel is	14
Batterijtype (312)	15
MultiTool voor batterijvervanging en schoonmaken	16

### Aan de slag

Het hoortoestel AAN- en UITzetten	18
Wanneer moet u de batterij vervangen	19
De batterij vervangen	20

### Gebruik

Het hoortoestel indoen	22
Uw hoortoestellen onderhouden	24
ProWax miniFit filter vervangen	26
Standaard oorstukjes: tip of GripTip	28
Tip of GripTip vervangen	29
Op maat gemaakte oorstukjes: MicroMould of ThinMould	30
MicroMould of ThinMould schoonmaken	31

### Opties

Vliegtuigmodus	32
Optionele functies en accessoires	33
Het volume aanpassen (optioneel)	34
De microfoon van het hoortoestel dempen (optioneel)	35
Van programma wisselen (optioneel)	36
Snelle reset	38
Hoortoestellen gebruiken met iPod, iPhone en iPad	39

Zie volgende pagina

## Inhoudsopgave 2/2

Koppelen van hoortoestel met iPhone	40
Oticon ON App	43
Draadloze accessoires (optioneel)	44
Overige opties (optioneel)	45

### Waarschuwingen

Gebruik van hoortoestellen	46
Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen	47
Batterijgebruik	48
Slechte werking	48
Actieve implantaten	49
Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie	49
Hitte en chemicaliën	50
Mogelijke bijwerkingen	50
Storing	51
Gebruik in vliegtuigen	51

### Aanvullende informatie


Problemen oplossen	52
Water- en stofbestendig (IP68)	54
Gebruiksomstandigheden	55
Garantiecertificaat	56
Internationale garantie	57
Technische informatie	58

## Nagaan over welke luidspreker en welk oorstukje uw hoortoestel beschikt

Hierdoor is het voor u gemakkelijker om door dit boekje te navigeren.





### Luidsprekers

Een miniLIHO hoortoestel heeft twee verschillende luidsprekers:



### Oorstukjes


De luidspreker maakt gebruik van een van de volgende oorstukjes:

-  Tip (er wordt een open tip weergegeven)\*
-  GripTip
-  VarioTherm® MicroMould of ThinMould
-  MicroMould of ThinMould


\* Ga voor meer details over het vervangen van de tip of GripTip naar de paragraaf: Tip of GripTip vervangen

® VarioTherm is een geregistreerd handelsmerk van Dreve

## Uw hoortoestel - Wat het is




## Wat het doet




## Nagaan wat het linker- en rechertoestel is

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechertoestel omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn. Er bevinden zich links/rechtsmarkeringen in de batterijlade, of op de 60- en 85-luidsprekers of op de MicroMoulds/ThinMoulds.



## Batterijtype (312)


Uw hoortoestel is een elektronisch apparaatje dat op speciale batterijen werkt. Plaats een nieuwe batterij in de batterijlade om het hoortoestel te activeren. Raadpleeg het hoofdstuk "De batterij vervangen" om te zien hoe u dat moet doen.





## MultiTool voor batterijvervanging en schoonmaken

De MultiTool is voorzien van een magneet waardoor het gemakkelijker is om de batterij van het hoortoestel te vervangen. Het is ook voorzien van een borstel en een draadlus voor schoonmaken en om oorsmeer te verwijderen. Als u een nieuwe MultiTool nodig heeft, neem dan contact op met uw audicien.



### **BELANGRIJKE OPMERKING**


De meegeleverde MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

## Het hoortoestel AAN- en UITzetten

De batterijlade wordt gebruikt voor het aan- en uitzetten van het hoortoestel. Om de batterij te sparen, raden we aan het hoortoestel uit te zetten wanneer u het niet draagt.


### AANZETTEN

Doe de batterijlade (met batterij) dicht.



### UITZETTEN

Doe de batterijlade open.



## Wanneer moet u de batterij vervangen

Als het tijd is om de batterij te verwisselen, hoort u drie pieptonen die met regelmatige tussenpozen herhaald worden totdat de batterij leeg is.



**Drie piepjes**  
= de batterij is bijna leeg




**Vier piepjes**  
= de batterij is leeg

### Batterij tip

Om ervoor te zorgen dat het hoortoestel altijd werkt, adviseren we reservebatterijen bij u te dragen of de batterij te vervangen voordat u van huis vertrekt.

## De batterij vervangen

### 1. Oude batterij verwijderen




Open de batterijlade volledig. Verwijder de oude batterij.

### 2. Sticker verwijderen



Haal het etiket van de +-zijde van de nieuwe batterij.

### 3. Nieuwe batterij plaatsen




Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Zorg ervoor dat de +-zijde omhoog gericht is.

### 4. Sluiten



Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt via het oorstukje een melodietje af. Houd het oorstukje dichtbij uw oor om het melodietje te kunnen horen.

### Tip




De MultiTool kan gebruikt worden voor het vervangen van de batterij. Gebruik het magnetische uiteinde voor het verwijderen en het plaatsen van batterijen.

De MultiTool is verkrijgbaar bij uw gehoorspecialist.

## Het hoortoestel indoen

De luidspreker brengt het geluid naar uw oor. De luidspreker moet altijd in combinatie met een oorstukje worden gebruikt. Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.

Als de luidspreker een grip heeft, plaats deze dan in het oor zodat het de ronding van het oor volgt (zie stap 3).




### Stap 1




Plaats het hoortoestel achter uw oor.

### Stap 2



Houd de bocht van de luidsprekerdraad tussen uw duim en wijsvinger. Het oorstukje moet richting de opening van de gehoorgang wijzen.

### Stap 3



Druk het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang tot de luidsprekerdraad dicht tegen de zijkant van uw hoofd zit.

## Uw hoortoestellen onderhouden


Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

### De microfoonopeningen schoonmaken

Borstel voorzichtig het vuil weg uit de openingen. Borstel voorzichtig het oppervlak schoon. Zorg ervoor dat de borstel schoon is en dat hij niet in de openingen wordt geduwd.

### Oorsmeerfilter

Aan het uiteinde van de luidspreker zit een witte oorsmeerfilter waar het oorstukje is bevestigd. De oorsmeerfilter voorkomt dat oorsmeer en vuil de luidspreker beschadigt. Vervang de oorsmeerfilter als deze verstopt zit (zie de paragraaf ProWax miniFit filter vervangen) of neem contact op met uw gehoorspecialist.




### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het hoortoestel. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

## ProWax miniFit filter vervangen

### 1. Tool




Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, één lege voor het verwijderen van de filter en één met de nieuwe oorsmeerfilter.

### 2. Oude filter verwijderen



Duw het lege pinnetje in de oorsmeerfilter in de luidspreker van het toestel en trek het eruit.

### 3. Nieuwe filter plaatsen



Plaats de nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pinnetje, verwijder de tool en gooi hem weg.

### 4. Resultaat




Na het vervangen van de oorsmeerfilter dient de luidspreker er zoals hierboven uit te zien.

NB:

Als u een mould gebruikt, dan dient uw audicien het oorsmeerfilter in de luidspreker te vervangen.

## Standaard oorstukjes: tip of GripTip

De tips en GripTip zijn beide van zacht rubber gemaakt. Er zijn 4 verschillende soorten tips. Controleer uw type tip en maat hieronder.




### BELANGRIJKE OPMERKING

Als het oorstukje niet op de luidspreker zit wanneer deze uit het oor wordt verwijderd, kan het zijn dat het oorstukje in de gehoorgang is achtergebleven. Raadpleeg dan uw gehoorspecialist voor nadere instructies.

## Tip of GripTip vervangen


De tip of GripTip mag niet gereinigd worden. Wanneer het oorstukje vol zit met oorsmeer moet deze worden vervangen door een nieuwe. Wij raden aan de GripTip tenminste een keer per maand te vervangen.

### Stap 1




Houd de luidspreker vast en trek het oorstukje eraf.

### Stap 2



Plaats de luidspreker precies in het midden van het oorstukje voor een stevige bevestiging.


### Stap 3



Druk hem goed aan om ervoor te zorgen dat het oorstukje stevig vast zit.

## Op maat gemaakte oorstukjes: MicroMould of ThinMould

Er zijn vier verschillende soorten moulds: MicroMould en ThinMould, in twee verschillende materialen. De oorstukjes zijn speciaal voor uw oor gemaakt.




\* VarioTherm MicroMould en ThinMould hebben geen oorsmeerfilter

## MicroMould of ThinMould schoonmaken

Het oorstukje moet regelmatig worden schoongemaakt.

Het oorstukje is voorzien van een oorsmeerfilter die moet worden vervangen wanneer het verstopt zit of wanneer het hoortoestel niet normaal klinkt.


Gebruik het oorsmeerfilter dat door uw gehoorspecialist wordt geleverd.





## Vliegtuigmodus

Wanneer u in een vliegtuig stapt of een ruimte betreedt waar het verboden is radiosignalen uit te stralen, bijv. tijdens een vlucht, moet de vliegtuigmodus worden ingeschakeld. Het hoortoestel werkt dan nog steeds.



- In- en uitschakelen van de vliegtuigmodus. Houd de toets tenminste 7 seconden ingedrukt tot u een melodietje hoort.

De vliegtuigmodus kan worden uitgeschakeld door de batterijlade te openen en sluiten. Zie paragraaf: Snelle reset.

## Optionele functies en accessoires

De functies en accessoires die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn optioneel. Neem contact op met uw gehoorspecialist om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.

Als u te maken hebt met moeilijke luistersituaties kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw audicien geprogrammeerd.

*Noteer luistersituaties waarbij u hulp nodig hebt.*

---

---

---

## **Het volume aanpassen** (optioneel)

Als u twee hoortoestellen heeft, kunt u het volume in beide oren met de druktoets aanpassen. U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt.



## **De microfoon van het hoortoestel dempen** (optioneel)

U kunt de dempfunctie gebruiken om het hoortoestel uit te zetten terwijl u hem in hebt.




### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Gebruik de dempfunctie niet om het hoortoestel uit te zetten; het gebruikt dan nog steeds stroom.

## **Van programma wisselen** (optioneel)





Uw hoortoestel heeft maximaal 4 verschillende programma's. Deze worden door uw audicien geprogrammeerd.



• Druk kort op de toets om van programma te veranderen

NB: als u twee hoortoestellen gebruikt, schakelt het RECHTER-hoortoestel vooruit van bijv. programma 1 naar 2 en het LINKER-hoortoestel terug van bijv. programma 4 naar 3.

## In te vullen door de audicien

Programma	Geluid dat u hoort wanneer dit programma geactiveerd wordt	Wanneer te gebruiken
1	 "1 piepje"	
2	 "2 piepjes"	
3	 "3 piepjes"	
4	 "4 piepjes"	

Van programma wisselen:


Kort drukken

Lang drukken


## Snelle reset

U kunt de standaardinstellingen van uw hoortoestel, zoals die door uw audicien zijn geprogrammeerd, eenvoudig herstellen. Dit doet u door de batterijlade te openen en te sluiten.

Openen



Sluiten



## Hoortoestellen gebruiken met iPod, iPhone en iPad

Uw hoortoestel is een Made for iPhone® (MFI) hoortoestel waarmee u rechtstreeks met een iPhone, iPad® of iPod touch® kunt communiceren.

Voor assistentie bij het koppelen en het gebruik van deze producten met uw hoortoestellen kunt u contact opnemen met uw audicien of onze support site bezoeken op: [www.oticon.nl/connectivity](http://www.oticon.nl/connectivity)

Made for



iPod



iPhone




iPad

Oticon Opn is compatibel met iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9,7-inch iPad Pro, 12,9-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4e generatie), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, en iPod touch (5e en 6e generatie). Apparaten moeten draaien op iOS 9.3 of later.


# Koppelen van hoortoestel met iPhone

## 1. Instellingen




Ga naar "Instellingen" op uw iPhone. Zorg ervoor dat Bluetooth aanstaat. Kies vervolgens "Algemeen".

## 2. Algemeen




In het scherm "Algemeen" kiest u voor Toegankelijkheid.

## 3. Toegankelijkheid




In het scherm "Toegankelijkheid", kiest u "Gehoorapparaten".

## 4. Aan zetten



Open en sluit de batterijlade van beide toestellen. Wacht ong. 3 minuten voordat ze gekoppeld zijn met uw iPhone.

## 5. Hoortoestellen



Kijk of uw iPhone uw hoortoestellen heeft gedetecteerd.

## 6. Uw hoortoestel



Hier kunt u de opties voor uw hoortoestel zien.

## Oticon ON App

Oticon ON App voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™-apparaten biedt een intuïtieve en discrete manier voor het bedienen van uw hoortoestel. De App is gratis verkrijgbaar bij de App Store en Google Play™.

Zoek bij het installeren van de Oticon ON App op iPad naar iPhone apps in de App Store®.



Voor meer details gaat u naar: [www.oticon.nl/connectivity](http://www.oticon.nl/connectivity)

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android, Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is bedoeld voor gebruik met een iPod, iPhone, of iPad en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en -voorschriften. NB: door gebruik van deze accessoire met iPod, iPhone, of iPad kunnen de draadloze prestaties afnemen.

## **Draadloze accessoires** (optioneel)

Als aanvulling op uw draadloze hoortoestel is een groot aantal draadloze accessoires verkrijgbaar. Zij kunnen u helpen beter te horen en communiceren in een groot aantal alledaagse situaties.

### **ConnectClip**

Als ConnectClip met uw mobiele telefoon is gekoppeld kunt u de hoortoestellen als een handsfree headset gebruiken.

### **TV Adapter 3.0**

TV Adapter is een draadloze zender van geluiden van de televisie en elektronische audio-apparaten. De TV Adapter stuurt geluid rechtstreeks naar uw hoortoestellen.

### **Afstandsbediening 3.0**

Met de Afstandsbediening kunt u tussen programma's schakelen, het volume van uw hoortoestel aanpassen of uw hoortoestel dempen.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie of ga naar [www.oticon.nl](http://www.oticon.nl)

## **Overige opties** (optioneel)



### **AutoPhone**

Als uw telefoon een speciale magneet heeft, kan AutoPhone automatisch een telefoonprogramma in het hoortoestel activeren. De magneet moet naast de geluidsuitgang op uw telefoon worden geplaatst.

Neem voor meer informatie contact op met uw audicien.

## **Waarschuwingen**

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

Wees u ervan bewust dat uw hoortoestellen het normale gehoor niet herstellen. Ze voorkomen of verbeteren gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet. In de meeste gevallen zal onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt opleveren.

Raadpleeg uw audicien indien u een onverwachte werking van uw hoortoestel of ongewenst voorval ervaart.

### **Gebruik van hoortoestellen**

- Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgescreven en geadviseerd door de audicien. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.
- Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

### **Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen**

- Hoortoestellen, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.
- Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen. Controleer uw medicijnen daarom zorgvuldig voordat u ze inneemt.
- Veel hoortoestellen kunnen op verzoek worden voorzien van een kindveilige batterijlade. Dit is sterk

aan te bevelen bij (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

- Kinderen die jonger zijn dan 36 maanden moeten altijd een kindveilige batterijlade gebruiken. Deze optie is alleen beschikbaar voor AHO-, miniAHO-, LIHO- en miniLIHO-toestellen.

*Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een hoortoestel of batterij.*



## **Waarschuwingen**

### **Batterijgebruik**

- Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw audicien. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en gooi ze niet weg door ze te verbranden. Er bestaat een kans dat de batterijen zullen ontploffen.

### **Slechte werking**

- Wees u bewust van de mogelijkheid dat de werking van uw hoortoestel kan worden beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in gedachten wanneer u afhankelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bijv. in het verkeer). Het geluid van uw hoortoestel kan plotseling wegvallen, bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is of het slangetje verstopt is door vocht of oorsmeer.

### **Actieve implantaten**

- Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van actieve implantaten. Een algemeen advies is om bij het gebruik van mobiele telefoons en magneten de richtlijnen van fabrikanten van implanteerbare defibrillators en pacemakers te volgen.
- De AutoPhone-magneet of MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft), dient meer dan 30 cm van het implantaat verwijderd te blijven, draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak.
- Als u een actief hersenimplantaat hebt, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op verstoring.

### **Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie**

- Verwijder uw hoortoestel vóór het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het hoortoestel kan beschadigen bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

## **Waarschuwingen**

### **Hitte en chemicaliën**

- Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.
- Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.
- Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave lotion, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

### **Mogelijke bijwerkingen**

- Bij gebruik van hoortoestellen, oorstukjes of tips kan een versnelde ophoping van oorsmeer optreden.
- De anti-allergene materialen in uw hoortoestellen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

*Raadpleeg een arts als één van deze bijwerkingen optreedt.*

### **Storing**

- Het hoortoestel is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen het hoortoestel en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen het hoortoestel en de storende apparatuur te vergroten.

### **Gebruik in vliegtuigen**

- Uw hoortoestel is voorzien van Bluetooth. Aan boord van een vliegtuig moet de vliegtuigmodus zijn ingeschakeld, tenzij Bluetooth door het cabinepersoneel wordt toegestaan.

## Problemen oplossen

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	Lege batterij	Vervang de batterij
	Verstopte oorstukjes (tip, GripTip, MicroMould of ThinMould)	Reinig het oorstukje Vervang de oorsmeerfilter of de tip
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Maak het oorstukje schoon of vervang de oorsmeerfilter of tip
	Vocht	Veeg de batterij met een droge doek af
	Lege batterij	Vervang de batterij
Snerpend geluid	Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst	Plaats het oorstukje opnieuw
	Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw audicien voor hulp.

## Water- en stofbestendig (IP68)

Uw hoortoestel is water- en stofbestendig, wat betekent dat het ontworpen is om in alle dagelijkse situaties gedragen te worden.

U hoeft zich dus geen zorgen te maken over zweet of regen. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet langer werkt:

1. Veeg het water er voorzichtig af
2. Open de batterijlade en haal de batterij eruit. Veeg eventueel aanwezig water voorzichtig uit de batterijlade
3. Laat het hoortoestel met geopende batterijlade gedurende ongeveer 30 minuten drogen
4. Plaats een nieuwe batterij

### BELANGRIJKE OPMERKING

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

## Gebruiksomstandigheden

<b>Gebruiksomstandigheden</b>	Temperatuur: +1 °C tot +40 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend
<b>Opslag- en transportomstandigheden</b>	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven de volgende limieten uitkomen tijdens transport en opslag:  Temperatuur: -25°C tot +60°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend

## Garantiecertificaat

Naam van eigenaar: \_\_\_\_\_

Gehoorspecialist: \_\_\_\_\_

Adres gehoorspecialist: \_\_\_\_\_

Telefoon gehoorspecialist: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Garantieperiode: \_\_\_\_\_ Maand: \_\_\_\_\_

Model links: \_\_\_\_\_ Serienr.: \_\_\_\_\_

Model rechts: \_\_\_\_\_ Serienr.: \_\_\_\_\_

## Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het hoortoestel zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals batterijen, slangetjes, luidsprekers, oorstukjes en oorsmeerfilters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen in het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte

garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw audicien heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

**Als u ondersteuning nodig hebt**  
Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw audicien gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

## Technische informatie

Het hoortoestel bevat twee radio technologieën, die onderstaand worden beschreven:

Het hoortoestel bevat een radio transceiver die kortbereik magnetische inductie technologie gebruikt die werkt met 3.84 MHz. De magnetische veld sterkte van de zender is erg zwak en is altijd onder de -40 dB  $\mu$ A/m op 10 meter afstand.

Het hoortoestel bevat ook een radio transceiver die Bluetooth Low Energy (BLE) gebruikt en een gepatenteerde kortbereik radiotechnologie die beiden werken met 2.4 GHz. De 2.4 GHz radio zender is zwak en is altijd onder de 4 dBm e.i.r.p. qua uitgestraald vermogen.

Het hoortoestel voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

### VS en Canada

Het hoortoestel bevat een radio module met de volgende certificatie ID nummers:

FCC ID: U28AUMRIT  
IC: 1350B-AUMRIT

Het hoortoestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en RSS-210 van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Meer informatie: [www.oticon.nl](http://www.oticon.nl)

De fabrikant verklaart hierbij dat dit hoortoestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



Vervaardigd door:  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denemarken  
www.oticon.global

CE 0543



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.



E2831

IP68

167741NL / 05.16

### Overzicht toestelinstellingen

Links			Rechts	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Volumeregelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Programmaschakelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Dempfunctie	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indicatoren volumeregelaar				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij min/max volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	'Klikt' bij verandering volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij gewenst volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
Indicatoren batterij				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Waarschuwing lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit

167741NL / 05.16



**oticon**  
PEOPLE FIRST

167741NL / 03.05.16 / FW rev. 1.X