

Gebruiksaanwijzing

OTICON | **Opn**
BTE13 PP



TwinLink
NFMI + 2.4 GHz

Made for



iPod



iPhone



iPad

oticon
PEOPLE FIRST

Overzicht model

Dit boekje is geldig voor de Oticon Opn™ familie, BTE13 PP (Aanpasniveau 105) in de volgende modellen hoortoestellen:

- Oticon Opn 1
- Oticon Opn 2
- Oticon Opn 3

met NFMI en 2,4 GHz radiofunctionaliteit.

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Dit zal u helpen het maximale uit uw nieuwe hoortoestel te halen.

Uw gehoorspecialist heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw gehoorspecialist.

| **Over** | Aan de slag | Gebruik | Opties | Tinnitus | Waarschuwingen | Aanvullende informatie |

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

Beoogd gebruik

De functie van een hoortoestel is het versterken en overbrengen van geluid naar het oor en daarbij te compenseren voor matig tot ernstig tot zwaar gehoorverlies. Dit hoortoestel is bedoeld voor gebruik door volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.

BELANGRIJKE OPMERKING

Uw hoorzorg professional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat de versterking specifiek aan uw gehoor is aangepast en voor u optimaal is.

Inhoudsopgave 1/2

Over

Nagaan over welk oorstukje uw hoortoestel beschikt	10
BTE PP met toonbocht en oorstukje	12
BTE PP met dun slangetje (Corda miniFit Power)	14
Nagaan wat het linker- en rechertoestel is	16
Batterijtype (13)	17
MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken	18

Aan de slag

Het hoortoestel AAN- en UIT zetten	20
Wanneer moet u de batterij vervangen	21
Hoe moet u de batterij vervangen	22

Gebruik

Het hoortoestel met het toonbocht indoen	24
Onderhoud van uw toestel	25
Het oorstukje schoonmaken	26
Het oorstukje wassen	27

Dun slangetje (Corda miniFit Power)	28
Het hoortoestel met het dunne slangetje indoen	29
Het dunne slangetje schoonmaken	30
Standaard oorstukjes voor dunne slangetje	31
Dome of GripTip vervangen	32
Aangepaste oorstukjes voor dunne slangetje	33
MicroMould schoonmaken	34
ProWax filter vervangen	35
Vliegtuigmodus	36

Opties

Optionele functies en accessoires	38
Geluid van het hoortoestel dempen	39
Programma's veranderen	40
Volume wijzigen	42
Hoortoestellen gebruiken met iPhone, iPad en iPod touch	43

Inhoudsopgave 2/2

Hoortoestellen koppelen met iPhone	44
Uw hoortoestellen opnieuw aansluiten op uw iPhone, iPad en iPod touch	46
Oticon ON App	47
Draadloze accessoires	48
Overige opties	49
Ledlampje	50
Luisterstatus	51
Op actie gebaseerd	52
Waarschuwingen	53
Kindveilige batterijlade	54
Tinnitus	
Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)	56
Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitus geluidsgenerator	57
Geluidsopties en volumeregeling	58

Beperking op gebruiksduur	61
Belangrijke informatie voor gehoorspecialisten over Tinnitus SoundSupport	62
Waarschuwingen met betrekking tot Tinnitus	64

Waarschuwingen

Algemene waarschuwingen	66
-------------------------	----

Aanvullende informatie


Problemen oplossen	70
Water- en stofdicht (IP68)	72
Omstandigheden	73
Oticon Garantiecertificaat	74
Internationale garantie	75
Technische informatie	76
Uw individuele hoortoestelinstellingen	80

Nagaan over welk oorstukje uw hoortoestel beschikt


Uw hoortoestelmodel is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen en kan gebruikt worden met meerdere oorstukjes.

Ga na over welke hoortoesteluitvoering en welk oorstukje u beschikt. Hierdoor is het voor u gemakkelijker om door dit boekje te navigeren.

- Toonbocht met oorstukje**
Een toonbocht heeft een oorstukje als oorstukje.



- Dun slangetje (Corda miniFit Power)**



Oorstukjes

Het dunne slangetje maakt gebruik van een van de volgende oorstukjes:


- Dome (er wordt een Bass dome weergegeven)*
- GripTip
- VarioTherm® MicroMould
- MicroMould

* Ga voor meer details over het vervangen van de dome of GripTip naar het hoofdstuk: "Dome of GripTip vervangen"


® VarioTherm is een geregistreerd handelsmerk van Dreve

BTE13 PP met toonbocht en oorstukje

Wat het is




Wat het doet




BTE13 PP met dun slangetje (Corda miniFit Power)

Wat het is




Wat het doet




Nagaan wat het linker- en rechertoestel is

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechter- toestel omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn. Er bevinden zich links/rechtsmarkeringen op de batterijlade. Indicaties vindt u ook op de MicroMoulds.




Batterijtype (13)

Uw hoortoestel is een elektronisch apparaatje dat op speciale batterijen werkt. Plaats een nieuwe batterij in de batterijlade om het hoortoestel te activeren. Zie het hoofdstuk “De batterij vervangen”.



MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken

De MultiTool is voorzien van een magneet waardoor het gemakkelijker is om de batterij van het hoortoestel te vervangen. Het is ook voorzien van een borstel en draadlus voor schoonmaken en om oorsmeer te verwijderen. Als u een nieuwe MultiTool nodig hebt, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.



BELANGRIJKE OPMERKING


Uw MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool ten minste 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Het hoortoestel aan- en uitzetten

De batterijlade wordt tevens gebruikt voor het aan- en uitzetten van het hoortoestel. Om de batterij te sparen, raden we aan het hoortoestel uit te zetten wanneer u het niet draagt.


AANZETTEN

Doe de batterijlade (met batterij) dicht.



UITZETTEN

Doe de batterijlade open.



Wanneer dient u de batterij te vervangen

Als het tijd is om de batterij te verwisselen, hoort u drie pieptonen die met regelmatige tussenpozen herhaald worden totdat de batterij leeg is.



Drie piepjes*
= de batterij is bijna leeg



Vier piepjes
= de batterij is leeg

Tip


Om ervoor te zorgen dat het hoortoestel altijd werkt, adviseren we reservebatterijen bij u te dragen of de batterij te vervangen voordat u van huis vertrekt.

* Bluetooth wordt uitgezet en het is niet mogelijk draadloze accessoires te gebruiken.

Opmerking: de batterijen moeten vaker worden vervangen als u audio of muziek naar uw hoortoestellen streamt.


Hoe dient u de batterij te vervangen

1. Oude batterij verwijderen



Open de batterijlade volledig. Verwijder de oude batterij.


2. Sticker verwijderen



Haal het etiket van de + zijde van de nieuwe batterij.

Tip:
Wacht 2 minuten zodat de batterij kan luchten om voor een optimaal gebruik te zorgen.

3. Nieuwe batterij plaatsen



Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Plaats hem van bovenaf, NIET vanaf de zijkant.

Zorg ervoor dat de + zijde omhoog gericht is.


4. Sluiten



Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt via het oorstukje een melodietje af.

Houd het oorstukje dicht bij u oor om het melodietje te kunnen horen.

Tip



De MultiTool kan gebruikt worden om de batterij te vervangen. Gebruik het magnetische uiteinde voor het verwijderen en het plaatsen van batterijen.

De MultiTool is verkrijgbaar bij uw hoorzorg professional.

Het hoortoestel met toonbocht indoen

Lees de volgende pagina's als u een hoortoestel hebt met een toonbocht en oorstukje.



Het oorstukje is aangepast voor u en past in uw oor. De oorstukjes zijn uniek voor het linker- en rechteroor.

Stap 1



Trek uw oor voorzichtig iets naar buiten en druk het oorstukje in de gehoorgang, terwijl u het tegelijkertijd licht heen en weer draait.

Stap 2




Plaats het hoortoestel achter uw oor.

Uw hoortoestellen onderhouden

Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

De microfoonopeningen schoonmaken

Borstel voorzichtig het vuil weg uit de openingen. Borstel voorzichtig het oppervlak schoon. Zorg ervoor dat u de haren van de borstel niet in de openingen drukt.




BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het hoortoestel. Het hoortoestel mag nooit in water of andere vloeistoffen worden gewassen of ondergedompeld.

Het oorstukje schoonmaken

Het oorstukje moet regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik een zachte doek om het oppervlak van het oorstukje schoon te maken. Gebruik de draadlus van de MultiTool om de opening schoon te maken.



Het slangetje vervangen

Het slangetje tussen het oorstukje en het hoortoestel moet worden vervangen als het vergeelt of stug wordt. Neem hierover met uw hoorzorg professional contact op.

Het oorstukje wassen

Stap 1




Zorg ervoor dat u weet welk oorstukje bij welk toestel hoort voordat u het oorstukje van het hoortoestel loskoppelt.

Stap 2



Maak het slangetje en het oorstukje los van de toonbocht. Houd de toonbocht stevig vast als u het van het slangetje lostrekt, om schade aan het hoortoestel te voorkomen.

Stap 3




Reinig het oorstukje en het slangetje met een milde zeepoplossing. Spoel het af en maak het goed droog voordat u het weer met het hoortoestel verbindt.

Dun slangetje (Corda miniFit Power)

Lees de volgende pagina's als uw hoortoestel een dun slangetje (Corda miniFit Power) heeft met ofwel een dome, GripTip of MicroMould als oorstukje.

Corda miniFit Power is een dun slangetje dat geluid overbrengt naar uw oor. Het dunne slangetje moet alleen in combinatie met een bevestigd oorstukje worden gebruikt. Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.




Het hoortoestel met het dunne slangetje indoen

Stap 1



Plaats het hoortoestel achter uw oor.

Stap 2



Houd de bocht van het slangetje tussen uw duim en wijsvinger. Het oorstukje moet richting de opening van de gehoorgang wijzen.

Stap 3




Druk het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang tot het dunne slangetje dicht tegen uw hoofd zit.

Als het dunne buisje een grip heeft, plaats deze dan in het oor zodat het de ronding van het oor volgt.

Het dunne slangetje schoonmaken


Het dunne slangetje moet worden schoongemaakt om het vrij te houden van vocht en oorsmeer. Als het niet wordt schoongemaakt, kan het verstopt raken met oorsmeer waardoor er geen geluid meer uitkomt.

Stap 1




Trek het dunne slangetje van het hoortoestel.

Stap 2



Druk het schoonmaakgereedschap helemaal door het dunne slangetje.

Stap 3



Bevestig het dunne slangetje weer aan het hoortoestel.

Standaard oorstukjes voor dunne slangetje

Er zijn 3 verschillende soorten domes. De domes en GripTip zijn beide van zacht rubber gemaakt. Controleer uw type oorstukje en maat hieronder.



Bass dome,
enkele venting



Bass dome,
dubbele venting




Power dome



GripTip

Verkrijgbaar in small en large,
links en rechts, met of zonder venting.




BELANGRIJKE OPMERKING

Als het oorstukje niet op het dunne slangetje zit wanneer deze uit het oor wordt verwijderd, kan het zijn dat het oorstukje in de gehoorgang is achtergebleven. Raadpleeg dan uw hoorzorg professional voor nadere instructies.

Domes of GripTip vervangen


Het standaard oorstukje (dome of GripTip) mag niet gereinigd worden. Wanneer het oorstukje vol zit met oorsmeer moet deze worden vervangen door een nieuwe. Wij raden aan de GripTips tenminste een keer per maand te vervangen.

Stap 1




Pak het dunne slangetje aan het uiteinde vast en trek de dome eraf.

Stap 2



Plaats het dunne slangetje precies in het midden van het oorstukje voor een stevige bevestiging.

Stap 3



Druk deze goed aan om ervoor te zorgen dat de dome stevig vast zit.

Aangepaste oorstukjes voor dunne slangetje

MicroMoulds zijn in twee verschillende materialen verkrijgbaar.



• MicroMould




• VarioTherm MicroMould*

* VarioTherm MicroMould hebben geen oorsmeerfilter

MicroMould schoonmaken

De MicroMould moet regelmatig worden schoongemaakt.

De MicroMould heeft een witte oorsmeerfilter dat moet worden vervangen wanneer het verstopt zit of wanneer het hoortoestel niet normaal klinkt.




BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik altijd hetzelfde type oorsmeerfilter als degene die origineel bij het toestel wordt geleverd. Als u twijfelt over het gebruiken of vervangen van uw oorsmeerfilter, neemt u dan contact op met uw hoorzorg professional.

ProWax filter vervangen

1. Tool




Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, één lege voor het verwijderen van het filter en één met het nieuwe oorsmeerfilter.

2. Oude batterij verwijderen



Duw het lege pinnetje in het oorsmeerfilter in de MicroMould en trek het eruit.


3. Nieuwe batterij plaatsen



Plaats het nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pennenetje, verwijder de tool en gooi deze weg.

Vliegtuigmodus

Wanneer u in een vliegtuig stapt of een ruimte betreedt waar het verboden is radiosignalen uit te stralen, bv. tijdens een vlucht, moet de vliegtuigmodus worden ingeschakeld. Het hoortoestel werkt nog steeds. U hoeft de vliegtuigmodus slechts op één hoortoestel in te schakelen. Voor de vliegtuigmodus kunt u over een ledstatus beschikken. Zie hoofdstuk: "Ledlampje" voor meer informatie hierover.




Om in en uit te schakelen drukt u minimaal 7 seconden op de drukknop. Een melodie bevestigt uw handeling.

De vliegtuigmodus kan ook worden uitgeschakeld door de batterijlade te openen en sluiten. Zie volgende pagina: "Snelle reset".


Snelle reset

U kunt de standaardinstellingen van uw hoortoestel, zoals die door uw hoorzorg professional zijn geprogrammeerd, eenvoudig herstellen. Dit doet u door de batterijlade te openen en te sluiten.

Openen



Sluiten



Optionele functies en accessoires

De functies en accessoires die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn optioneel. Neem contact op met uw hoorzorg professional om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.

Als u te maken hebt met moeilijke luistersituaties kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw hoorzorg professional geprogrammeerd.

Noteer luistersituaties waarbij u hulp nodig hebt.

Geluid van het hoortoestel dempen

U kunt de dempfunctie gebruiken om het hoortoestel uit te zetten. Voor de functie dempen kunt u over een ledstatus beschikken. Zie hoofdstuk: "Ledlampje" voor meer informatie hierover.




Druk lang op een van beide uiteinden (4 seconden) van de toets om het hoortoestel te dempen. Door kort op de toets te drukken, kunt u het hoortoestel weer activeren.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de dempfunctie niet om het hoortoestel uit te zetten; het gebruikt dan nog steeds stroom.

□ Programma's wijzigen





Uw hoortoestel heeft maximaal 4 verschillende programma's. Deze worden door uw gehoorspecialist geprogrammeerd. Voor de programmamodus kunt u over een ledstatus beschikken. Zie hoofdstuk: "Ledlampje" voor meer informatie hierover.



Druk op omhoog of omlaag om tussen programma's te schakelen.

Let op: u kunt continu tussen programma's schakelen - zowel via de omhoog-toets als via de omlaag-toets in de volgorde van de ingestelde programma's. Als u bijvoorbeeld van programma 1 naar programma 4 wilt wisselen, dan kunt u op de omlaag-toets drukken in plaats van 3 keer op de omhoog-toets te drukken.

In te vullen door de hoorzorg professional

Programma	Geluid dat u hoort wanneer dit programma geactiveerd wordt	Wanneer te gebruiken
1	 "1 piepje"	
2	 "2 piepjes"	
3	 "3 piepjes"	
4	 "4 piepjes"	

Van programma wisselen:

LINKS

RECHTS

Kort drukken

Lang drukken

Volume wijzigen

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen. U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt. Voor de volumemodus kunt u over een ledstatus beschikken. Zie hoofdstuk: "Ledlampje" voor meer informatie hierover.



In te vullen door de gehoorspecialist

Aanpassen van het volume	<input type="checkbox"/> LINKS	<input type="checkbox"/> RECHTS	<input type="checkbox"/> Kort drukken
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Hoortoestellen gebruiken met iPhone, iPad en iPod touch

Uw hoortoestellen zijn Made for iPhone® (MFI) hoortoestellen waarmee u rechtstreeks met een iPhone, iPad® of iPod touch® kunt communiceren. Voor assistentie bij het gebruik van deze producten met uw hoortoestellen kunt u contact opnemen met uw hoorzorg

professional of onze support site bezoeken op:
www.oticon.nl/connectivity
www.oticon.global/connectivity

Op de website vindt u ook informatie over compatibiliteit.




Opmerking: Rechtstreeks audio streamen wordt momenteel niet ondersteund door Android.

Oticon Opn is compatibel met iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9,7-inch iPad Pro, 12,9-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4e generatie), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, en iPod touch (5e en 6e generatie). Apparaten moeten draaien op iOS 9.3 of later.


Koppelen van hoortoestel met iPhone

1. Instellingen




Open je iPhone en ga naar "Instellingen". Zorg ervoor dat Bluetooth aanstaat. Kies vervolgens "Algemeen".

2. Algemeen




Op het scherm "Algemeen" kiest u voor "Toegankelijkheid".

3. Toegankelijkheid




Op het scherm "Toegankelijkheid", kiest u "Hoortoestellen".

4. Voorbereiden




Open en sluit de batterijlade op beide hoortoestellen en plaats ze in de buurt van uw iPhone. De hoortoestellen blijven 3 minuten in de koppelmodus.

5. Selecteren



Uw iPhone detecteert de te koppelen hoortoestellen. Gedecodeerde toestellen verschijnen in uw iPhone-lijst. Kies uw hoortoestellen.

6. Koppelen bevestigen



Bevestig de koppeling. Als u twee hoortoestellen hebt, is bevestiging van koppeling voor elk hoortoestel nodig.

Uw hoortoestellen opnieuw aansluiten op uw iPhone, iPad en iPod touch

Wanneer u uw hoortoestellen of apparaat van Apple® uitzet, zijn deze niet meer gekoppeld. Om opnieuw verbinding te maken, moet u de batterijlade openen en sluiten om uw hoortoestellen aan te zetten. Vervolgens maken de hoortoestellen automatisch opnieuw verbinding met uw apparaat van Apple.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” en “Made for iPad” betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is bedoeld voor gebruik met respectievelijk een iPod, een iPhone of een iPad en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften. Houd er rekening mee dat door gebruik van dit accessoire in combinatie met een iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kunnen afnemen.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch en Apple Watch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android, Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

Oticon ON App

Oticon ON App voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™-apparaten biedt een intuïtieve en discrete manier voor het bedienen van uw hoortoestellen. Met Oticon ON App kunt u ook met een eindeloos assortiment andere apparaten verbinding maken door via internet met IFTTT te koppelen. Ga naar www.oticon.global/connectivity voor meer details en informatie over compatibiliteit.

De Oticon ONN App is verkrijgbaar bij de App Store® en Google Play™. Zoek bij het downloaden van de Oticon ON App op iPad naar iPhone apps in de App Store.



Draadloze accessoires

Als aanvulling op uw draadloze hoortoestellen is een groot aantal draadloze accessoires verkrijgbaar. Deze kunnen u helpen beter te horen en communiceren in een veel alledaagse situaties.

ConnectClip*

Als ConnectClip met uw mobiele telefoon is gekoppeld kunt u de hoortoestellen als een handsfreeheadset gebruiken.

TV adapter 3.0

TV Adapter is een draadloze zender van geluiden van de televisie en elektronische audio-apparaten. De TV adapter stuurt geluid rechtstreeks naar uw hoortoestellen.

Afstandsbediening 3.0

Met de Afstandsbediening kunt u tussen programma's schakelen, het volume van uw hoortoestel aanpassen of uw hoortoestel dempen.

Raadpleeg uw hoorzorg professional voor meer informatie of ga naar: www.oticon.nl

*ConnectClip is in de tweede helft van 2017 verkrijgbaar

Overige opties



Luisterspoel

Met een luisterspoel kunt u beter horen als u een telefoon met ingebouwde ringleiding gebruikt of wanneer u in een gebouw met een ringleidingsstelsel bent, zoals een schouwburg, kerk of collegezaal. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingsstelsel aanwezig is.



AutoPhone

Als uw telefoon een speciale BTE13 PP-magneet heeft, kan AutoPhone automatisch een telefoonprogramma in het hoortoestel activeren. Gebruik geen andere magneten. De magneet moet op uw telefoon worden geplaatst.

Neem voor meer informatie contact op met uw hoorzorg professional.

Ledlampje





Het ledlampje wordt gebruikt om gebruikers, zorgverleners, ouders en leerkrachten het hoortoestel te laten bedienen en hun instructies te bieden over relevante functies en modi.





Luisterstatus

Programmastatus	Visueel Voortdurende herhaald
<input type="checkbox"/> Programma 1	○ ●
<input type="checkbox"/> Programma 2	○ ○ ●
<input type="checkbox"/> Programma 3	○ ○ ○ ●
<input type="checkbox"/> Programma 4	○ ○ ○ ○ ●
<input type="checkbox"/> Draadloze accessoires incl. microfoon	▬ ○ ●
<input type="checkbox"/> Draadloze accessoires	○ ▬ ●
<input type="checkbox"/> Vliegtuigmodus actief	○ ● ● ●
<input type="checkbox"/> Dempen	○ ● ●



○ Groen, kort knipperen ▬ Groen, lang knipperen ● Rood, kort knipperen
▬ Rood, lang knipperen || Pauze

Mogelijke acties

Volumeregeling	Visueel Slechts één sequentie
<input type="checkbox"/> Gewenst volume	
<input type="checkbox"/> Minimum-/maximumvolume	
<input type="checkbox"/> Volume hoger/lager	
<input type="checkbox"/> Snelle reset	

-  Groen, kort knipperen
  Groen, lang knipperen
  Groen, erg lang knipperen
 Rood, kort knipperen

Waarschuwingen

Waarschuwingen	Visueel	Opmerkingen
<input type="checkbox"/> Batterij bijna leeg		Voortdurende herhaald
<input type="checkbox"/> Servicecheck nodig voor microfoon		Herhaaldelijk 4 keer met korte pauzes

-  Rood, kort knipperen
  Rood, lang knipperen

□ Kindveilige batterijlade


Om de batterij buiten bereik van kleine kinderen en mensen met een verstandelijke beperking te houden, dient er een kindveilige batterijlade op het hoortoestel te worden gebruikt.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik geen overmatige kracht bij het openen van de batterijlade wanneer deze vergrendeld is. Forceer de batterijlade niet wanneer deze reeds volledig geopend is. Zorg ervoor dat u de batterij juist plaatst.


Neem contact op met uw hoorzorg professional als u vermoedt dat de kindveilige vergrendeling is beschadigd of de werking ervan is aangetast.

Om de batterijlade te vergrendelen




Sluit de batterijlade helemaal en wees er zeker van dat ie vergrendeld is

Tool voor het ontgrendelen van de batterijlade



Gebruik deze kleine tool die u van uw hoorzorg professional heeft ontvangen.

Ontgrendel de batterijlade



Plaats het puntje van de tool in de kleine opening aan de achterkant van de batterijlade.

1. Beweeg het naar rechts en houd het daar
2. Doe de batterijlade open

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)

Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport is een hulpmiddel dat geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen aan cliënten die lijden aan tinnitus, als onderdeel van een behandelprogramma voor tinnitus.

De doelpopulatie is de volwassen populatie (18 jaar en ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorg professionals (audiologen, audiciens of kno-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. Aanpassing van Tinnitus SoundSupport moet door een hoorzorg professional worden gedaan die onderdeel uitmaakt van een behandelplan voor tinnitus.

Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitus geluidsgenerator

Deze instructies bevatten informatie over Tinnitus SoundSupport. Uw gehoorspecialist kan dit in uw hoortoestellen hebben geactiveerd.

Tinnitus SoundSupport is een apparaat voor de behandeling van tinnitus. Het genereert geluid van voldoende intensiteit en bandbreedte om tinnitus te kunnen behandelen.

Uw gehoorspecialist kan u ook de juiste nazorg bieden. Het is belangrijk dat u zijn/haar advies en de aanwijzingen voor wat betreft deze nazorg opvolgt.

Uitsluitend voor gebruik op voorschrift

Een persoon die meldt last te hebben van tinnitus dient volgens goed gebruik in de gezondheidszorg vóór het gebruik van een geluidsgenerator een medische beoordeling door een erkende oorarts te ondergaan. Deze beoordeling heeft tot doel om er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare klachten die tinnitus kunnen veroorzaken, onderkend en behandeld zijn vóór het gebruik van de geluidsgenerator.

Geluidsopties en volumeregeling

Tinnitus SoundSupport wordt door uw gehoorspecialist geprogrammeerd overeenkomstig uw gehoorverlies en voorkeuren voor tinnitusverlichting. Het heeft een aantal verschillende geluidsopties. Samen met uw gehoorspecialist kunt u uw voorkeursgeluid(en) selecteren.

Tinnitus SoundSupport programma's

U beslist samen met uw gehoorspecialist voor welke programma's u Tinnitus SoundSupport geactiveerd wilt hebben. De geluidsgenerator kan in maximaal vier verschillende programma's worden geactiveerd.

Dempfunctie

Als u zich in een programma bevindt waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, zal de dempfunctie alleen het omgevingsgeluid dempen, niet het geluid van Tinnitus SoundSupport. Zie hoofdstuk: "Geluid van het hoortoestel dempen".

Volumeregeling met Tinnitus SoundSupport

Wanneer u een hoortoestelprogramma zoekt waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, kan uw gehoorspecialist de drukknop op uw hoortoestel alleen instellen om te werken als volumeregeling voor het verlichtende tinnitusgeluid.

Uw gehoorspecialist kan de volumeregeling voor de geluidsgenerator op twee manieren instellen:

- A) Het volume voor ieder oor afzonderlijk aanpassen, of
- B) Het volume in beide oren tegelijkertijd aanpassen.

<input type="checkbox"/>	<p>A) Het volume van Tinnitus SoundSupport in ieder oor afzonderlijk aanpassen Drukom het volume (op slechts één hoortoestel) te verhogen herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt. Drukom het volume (op slechts één hoortoestel) te verlagen herhaaldelijk kort op het onderste deel van de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>B) Het volume van Tinnitus SoundSupport in beide oren tegelijkertijd aanpassen U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid in beide hoortoestellen harder of zachter te zetten. Als u het volume in één hoortoestel wijzigt, zal het volume van het andere hoortoestel volgen. Om het volumete verhogen, drukt u herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de drukknop. Om het volumete verlagen, drukt u herhaaldelijk kort op het onderste deel van de drukknop.</p>

In te vullen door uw hoorzorg professional.

Beperking op gebruiksduur

Dagelijks gebruik

Het volumeniveau van Tinnitus SoundSupport kan ingesteld worden op een niveau dat tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden als het voor langere tijd wordt gebruikt. Uw gehoorspecialist zal u adviseren over de maximale tijd per dag dat u Tinnitus SoundSupport dient te gebruiken. Het dient nooit op een onaangenaam niveau gebruikt te worden.

Zie tabel “Tinnitus SoundSupport: gebruiksbeperking - individuele instellingen hoortoestel” achter in dit boekje om te weten hoeveel uur per dag u het verlichtende geluid veilig in uw hoortoestellen kunt gebruiken.

Belangrijke informatie voor gehoorspecialisten over Tinnitus SoundSupport

Omschrijving van het apparaat

Tinnitus SoundSupport is een functiemodule die door een gehoorspecialist in de hoortoestellen geactiveerd kan worden.

Maximale draagtijd

De draagtijd van Tinnitus SoundSupport wordt minder als het niveau boven de 80 dB(A) SPL komt. De aanpassoftware toont automatisch een waarschuwing als het hoortoestel boven de 80 dB(A) SPL komt. Zie "Max. draagtijdindicatie" naast de tinnitus aanpasgrafiek in de aanpassoftware.

De volumeregeling is geactiveerd

De volumeregeling voor de geluidsgenerator is standaard gedeactiveerd in het hoortoestel. Risico op blootstelling aan lawaai is groter als de volumeregeling is geactiveerd.

Als de volumeregeling is geactiveerd

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als u de volumeregeling voor tinnitus in het scherm "Knoppen en Indicaties" activeert. Dit gebeurt als het verlichtende geluid op alle niveaus kan worden gehoord die gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken. In de tabel "Max. draagtijd" in de aanpassoftware vindt u het aantal uren dat de cliënt Tinnitus SoundSupport veilig kan gebruiken.

- Houd rekening met de max. draagtijd voor elk programma waarvoor Tinnitus SoundSupport is geactiveerd.
- Schrijf die waarden op in de tabel "Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen", achter in dit boekje.
- Geef uw cliënt hierover instructies.

Waarschuwingen met betrekking tot Tinnitus

Als uw gehoorspecialist de Tinnitus SoundSupport geluidsgenerator heeft geactiveerd, let dan op de volgende waarschuwingen.

Er is een aantal mogelijke problemen verbonden aan het gebruik van geluid dat door een tinnitus management apparaat wordt gegenereerd. Het gaat hier onder meer over het mogelijk verslechteren van tinnitus en/of een mogelijke verandering in gehoordrempels.

Als u een verandering in uw gehoor of tinnitus opmerkt of vaststelt, of enige duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of eventuele huidirritatie bij het contactpunt met het apparaat, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts, audioloog of andere hoorzorg professional.

Zoals bij alle apparaten, kan het misbruik van de geluidsgenerator mogelijk schadelijke effecten tot gevolg hebben. U moet ervoor zorgen dat onbevoegd gebruik voorkomen wordt en dat het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

Maximale draagtijd

Houd u altijd aan de door uw gehoorspecialist geadviseerde maximale draagtijd per dag van de Tinnitus SoundSupport. Langdurig gebruik kan tot verslechteren van uw tinnitus of uw gehoorverlies leiden.

Algemene waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

Let op: uw hoortoestellen herstellen het normale gehoor niet. Ook voorkomen of verbeteren ze gehoorverlies door een fysiologische aandoening niet. In de meeste gevallen zal onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt opleveren.

Raadpleeg uw hoorzorg professional indien u een onverwachte werking van uw hoortoestel of ongewenst voorval ervaart.

Gebruik van hoortoestellen

Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en geadviseerd door de hoorzorg professional. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Sta nooit toe dat anderen uw hoortoestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen en andere kleine onderdelen

Hoortoestellen, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.

Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen.

Controleer uw medicijnen daarom zorgvuldig voordat u ze inneemt.

Veel hoortoestellen kunnen op verzoek worden voorzien van een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen voor (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Kinderen die jonger zijn dan 36 maanden, moeten altijd een kindveilige batterijlade gebruiken. Informeer bij uw hoorzorg professional of dit een optie is.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een hoortoestel of batterij.

Batterijgebruik

Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw hoorzorg professional. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.

Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en gooi ze niet weg door ze te verbranden. Er bestaat een kans dat de batterijen zullen ontploffen.

Slechte werking

Wees u bewust van de mogelijkheid dat de werking van uw hoortoestel kan worden beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in gedachten wanneer u afhankelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bv. in het verkeer). Het geluid van uw hoortoestel kan plotseling wegvallen, bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is of het slangetje verstopt is door vocht of oorsmeer.

Actieve implantaten

Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van actieve implantaten. Een algemeen advies is om bij het gebruik van mobiele telefoons en magneten de richtlijnen van fabrikanten van implanteerbare defibrillators en pacemakers te volgen.

De AutoPhone-magneet of MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft), dient ten minste 30 cm van het implantaat verwijderd te blijven, draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak.

Algemene waarschuwingen

Als u een actief hersenimplantaat hebt, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op verstoring.

Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie

Verwijder uw hoortoestel vóór het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het hoortoestel kan beschadigd raken bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

Hitte en chemicaliën

Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

Power-toestel

Bij het kiezen, passen en gebruiken van een hoortoestel met een maximum geluidsdruk van meer dan 132 dB SPL (IEC 711) is bijzondere aandacht nodig omdat er een risico bestaat van aantasting van het restgehoor van de gebruiker van het hoortoestel.

Raadpleeg de achterzijde van dit boekje om te zien of uw hoortoestel een power-toestel is.

Mogelijke bijwerkingen

Bij gebruik van hoortoestellen en oorstukjes kan een versnelde ophoping van oorsmeer optreden.

De antiallergene materialen in uw hoortoestellen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een dokter als deze bijwerkingen zich voordoen.

Storing

Het hoortoestel is grondig getest op storing, conform de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen het hoortoestel en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen het hoortoestel en de storende apparatuur te vergroten.

Gebruik in vliegtuigen

Uw hoortoestel is voorzien van Bluetooth. Aan boord van een vliegtuig moet de vliegtuigmodus zijn ingeschakeld, tenzij Bluetooth door het cabinepersoneel wordt toegestaan.

Problemen oplossen

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	Lege batterij	Vervang de batterij
	Verstopte oorstukjes (dome, GripTip of MicroMould)	MicroMould schoonmaken
		Overweeg vervanging van het oorsmeerfilter, dome of GripTip
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Maak het oorstukje schoon, vervang het oorsmeerfilter in de MicroMould, vervang dome of GripTip
	Vocht	Veeg de batterij met een droge doek af
	Lege batterij	Vervang de batterij
Snerpend geluid	Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst	Plaats het oorstukje opnieuw
	Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts
Piepen	Als uw hoortoestel 4 keer achter elkaar 8 piepjes laat horen, heeft uw microfoon een servicecontrole nodig	Neem contact op met uw hoorzorg professional
Koppelingsprobleem met een apparaat van Apple	Bluetooth-verbinding mislukt	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ontkoppel uw hoortoestellen (Instellingen → Algemeen → Toegankelijkheid → Hoortoestellen → Apparaten → Dit apparaat overslaan). 2) Zet Bluetooth uit en weer aan. 3) Open en sluit de batterijlade op hoortoestellen. 4) Hoortoestellen opnieuw koppelen (zie hoofdstuk: "Koppelen van hoortoestel met iPhone")
	Slechts één hoortoestel gekoppeld	

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw gehoorspecialist.

Water- en stofdicht (IP68)

Uw hoortoestel is stofdicht en waterbestendig, wat betekent dat het is ontworpen om in alle dagelijkse situaties gedragen te worden. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over zweet of regen. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet langer werkt:

1. Veeg het water er voorzichtig af
2. Open de batterijlade, haal de batterij eruit en veeg eventueel aanwezig water voorzichtig uit de batterijlade.
3. Laat het hoortoestel met geopende batterijlade gedurende ongeveer 30 minuten drogen
4. Plaats een nieuwe batterij

BELANGRIJKE OPMERKING

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Omstandigheden

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +1 °C tot +40 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend
Opslag- en transportomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven onderstaande limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -25°C tot +60°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend

Garantiecertificaat

Naam van eigenaar: _____

Gehoorspecialist: _____

Adres gehoorspecialist: _____

Telefoon gehoorspecialist: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Model links: _____ Serienr.: _____

Model rechts: _____ Serienr.: _____

Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste 12 maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het hoortoestel zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals batterijen, slangetjes, luidsprekers, oorstukjes en oorsmeerfilters etc. Problemen die het resultaat zijn van onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen in het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de

beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw gehoorspecialist heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw gehoorspecialist voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig hebt

Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw gehoorspecialist gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Technische informatie

Het hoortoestel bevat twee radio-technologieën, die hieronder staan beschreven:

Het toestel bevat een radiozendontvanger die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3.84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is erg zwak en ligt altijd onder -40 dB μ A/m op een afstand van 10 meter.

Het hoortoestel bevat ook een radiozendontvanger die van Bluetooth Low Energy (BLE) gebruikmaakt en een eigen kortbereik-radiotechnologie, die allebei op 2.4 GHz functioneren. De 2.4 GHz radiozender is zwak en ligt altijd onder 4 dBm EIRP in totaal uitgestraald vermogen.

Het hoortoestel voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

Meer informatie is te vinden in het "Technische datasheet" op www.oticon.nl

VS en Canada

Het hoortoestel bevat een radio-module met de volgende certificaat-ID-nummers:

FCC ID: U28AUBTEP
IC: 1350B-AUBTEP

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Opmerking: uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenzen zijn ingesteld om bescherming te bieden tegen storing in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie. Ook kan het radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst,

hetgeen kan worden gecontroleerd door het aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de ontvangende antenne opnieuw in of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de luidspreker.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de luidspreker is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus.

De fabrikant verklaart hierbij dat dit hoortoestel voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE), en aan de nieuwe Richtlijn 2014/53/EU (RED).

Conformiteitsverklaringen zijn voor beide relevante richtlijnen bij de fabrikant verkrijgbaar.



Vervaardigd door:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global

CE 0543 0682



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.

 **Bluetooth®**



E2831

IP68

Uw individuele hoortoestelinstellingen

In te vullen door uw gehoorspecialist.

Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen			
<input type="checkbox"/>	Geen gebruiksbeperkingen		
<input type="checkbox"/>	Programma	Opstartvolume (Tinnitus)	Maximum volume (Tinnitus)
<input type="checkbox"/>	1	Max. _____ uren per dag	Max. _____ uren per dag
<input type="checkbox"/>	2	Max. _____ uren per dag	Max. _____ uren per dag
<input type="checkbox"/>	3	Max. _____ uren per dag	Max. _____ uren per dag
<input type="checkbox"/>	4	Max. _____ uren per dag	Max. _____ uren per dag

177857NL / 2017.05.02

Overzicht toestelinstellingen				
Links		Rechts		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Volumeregelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Programmaschakelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Dempfunctie	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indicatoren volumeregelaar				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij min/max volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	'Klikt' bij verandering volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij gewenst volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
Indicatoren batterij				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Waarschuwing lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit

177857NL / 2017.05.02



oticon
PEOPLE FIRST

177857NL / 2017.05.02 / Firmware 4.0