

Gebruiksaanwijzing

OTICON | **Opn**
miniRITE
miniRITE-T



Made for



iPod



iPhone



iPad

oticon
PEOPLE FIRST

Overzicht model

Dit boekje is geldig voor de Oticon Opn™ familie in de volgende hoortoestelmodellen en -stijlen:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 1 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 1 miniRITE-T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 2 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 2 miniRITE-T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 3 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 3 miniRITE-T |

met NFMI en 2.4 GHz radiofunctionaliteit.

Voor bovenstaande modellen zijn de volgende luidsprekers verkrijgbaar:

- Luidspreker 60
- Luidspreker 85
- Luidspreker 100

- Power FlexMould luidspreker 100
- Power FlexMould luidspreker 105

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Dit zal u helpen het maximale uit uw nieuwe hoortoestel te halen.

Uw gehoorspecialist heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw gehoorspecialist.

| **Over** | Aan de slag | Gebruik | Opties | Tinnitus | Waarschuwingen | Aanvullende informatie |

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

Beoogd gebruik

De functie van een hoortoestel is het versterken en overbrengen van geluid naar het oor en daarbij te compenseren voor licht tot ernstig tot zwaar gehoorverlies. Dit hoortoestel is bedoeld voor gebruik door volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.

BELANGRIJKE OPMERKING

Uw gehoorspecialist heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat de versterking specifiek aan uw gehoor is aangepast en voor u optimaal is.

Inhoudsopgave 1/2

Over

| | |
|---|----|
| Nagaan over welke luidspreker en welk oorstukje uw hoortoestel beschikt | 10 |
| miniRITE | 12 |
| miniRITE-T | 14 |
| Nagaan wat het linker- en rechertoestel is | 16 |
| Batterijtype (312) | 17 |
| MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken | 18 |

Aan de slag

| | |
|--------------------------------------|----|
| Het hoortoestel AAN- en UIT zetten | 20 |
| Wanneer moet u de batterij vervangen | 21 |
| Vervangen van de batterij | 22 |

Gebruik

| | |
|---------------------------------------|----|
| Het hoortoestel indoen | 24 |
| Onderhoud van uw toestel | 25 |
| Standaard oorstukjes: dome of GripTip | 26 |

| | |
|---|----|
| Dome of GripTip vervangen | 27 |
| ProWax miniFit filter | 28 |
| ProWax miniFit filter vervangen | 29 |
| Aangepaste oorstukjes: MicroMould, LiteTip (ThinMould) of Power FlexMould | 30 |
| Clean MicroMould, ThinMould of Power FlexMould | 31 |
| ProWax filter vervangen | 32 |
| Vliegtuigmodus | 33 |

Opties

| | |
|-----------------------------------|----|
| Optionele functies en accessoires | 34 |
| Geluid van het hoortoestel dempen | 35 |
| Volume miniRITE aanpassen | 36 |
| Volume miniRITE-T aanpassen | 37 |
| Programma veranderen | 38 |
| Snelle reset | 40 |

Inhoudsopgave 2/2

| | |
|---|----|
| Hoortoestellen gebruiken met iPhone, iPad en iPod touch | 41 |
| Hoortoestellen koppelen met iPhone | 42 |
| Uw hoortoestellen opnieuw aansluiten op uw iPhone, iPad en iPod touch | 44 |
| Oticon ON App | 45 |
| Draadloze accessoires | 46 |
| Overige opties | 47 |
| Tinnitus | |
| Tinnitus SoundSupport™ (optioneel) | 48 |
| Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitus geluidsgenerator | 49 |
| Geluidsopties en volumeregeling | 50 |
| Beperking op gebruiksduur | 54 |

| | |
|---|----|
| Belangrijke informatie voor hoorzorg professionals over Tinnitus SoundSupport | 55 |
| Waarschuwingen met betrekking tot Tinnitus | 57 |

Waarschuwingen

| | |
|-------------------------|----|
| Algemene waarschuwingen | 58 |
|-------------------------|----|

Aanvullende informatie




| | |
|--|----|
| Problemen oplossen | 62 |
| Water- en stofdicht (IP68) | 64 |
| Gebruiksomstandigheden | 65 |
| Oticon Garantiecertificaat | 66 |
| Internationale garantie | 67 |
| Technische informatie | 68 |
| Uw individuele hoortoestelinstellingen | 72 |

Nagaan over welke luidspreker en welk oorstukje uw hoortoestel beschikt

Hierdoor is het voor u gemakkelijker om door dit boekje te navigeren.

Luidsprekers

Het hoortoestel gebruikt een van de volgende luidsprekers:



Oorstukjes

De luidspreker maakt gebruik van een van de volgende oorstukjes:



Dome
(er wordt een open dome weergegeven)*



GripTip*



VarioTherm® MicroMould of LiteTip (ThinMould)



MicroMould of LiteTip (ThinMould)

Power FlexMould luidsprekers

100
 105




* Ga voor meer details over het vervangen van de dome of GripTip naar het hoofdstuk "Dome of GripTip vervangen":


® VarioTherm is een geregistreerd handelsmerk van Dreve

miniRITE

Wat het is




Wat het doet




miniRITE-T

Wat het is




Wat het doet



Nagaan wat het linker- en rechertoestel is


Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechertoestel omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn.

Er bevinden zich links/rechtsmarkeringen op de batterijlade en op de 60- en 85-luidsprekers, zoals aangegeven. De markeringen vindt u ook op de 100-luidsprekers en op sommige oorstukjes.




Batterijtype (312)

Uw hoortoestel is een elektronisch apparaatje dat op speciale batterijen werkt. Plaats een nieuwe batterij in de batterijlade om het hoortoestel te activeren. Zie het hoofdstuk “De batterij vervangen”.



MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken

De MultiTool is voorzien van een magneet waardoor het gemakkelijker is om de batterij van het hoortoestel te vervangen. Het is ook voorzien van een borstel en draadlus voor schoonmaken en om oorsmeer te verwijderen. Als u een nieuwe MultiTool nodig hebt, neem dan contact op met uw gehoorspecialist.



BELANGRIJKE OPMERKING


De meegeleverde MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool ten minste 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Het hoortoestel AAN- en UITzetten

De batterijlade wordt gebruikt voor het aan- en uitzetten van het hoortoestel. Om de batterij te sparen, raden we aan het hoortoestel uit te zetten wanneer u het niet draagt.


AANZETTEN

Doe de batterijlade (met batterij) dicht.



UITZETTEN

Doe de batterijlade open.



Wanneer dient u de batterij te vervangen

Als het tijd is om de batterij te verwisselen, hoort u drie pieptonen die met regelmatige tussenpozen herhaald worden totdat de batterij leeg is.



Drie piepjes*
= de batterij is bijna leeg



Vier piepjes
= de batterij is leeg

Batterij tip


Om ervoor te zorgen dat het hoortoestel altijd werkt, adviseren we u reservebatterijen bij u te dragen of de batterij te vervangen voordat u van huis vertrekt.

* Bluetooth wordt uitgezet en het is niet mogelijk draadloze accessoires te gebruiken.

Opmerking: de batterijen moeten vaker worden vervangen als u audio of muziek naar uw hoortoestellen streamt.


De batterij vervangen

1. Oude batterij verwijderen



Open de batterijlade volledig. Verwijder de oude batterij.


2. Sticker verwijderen



Haal het etiket van de + zijde van de nieuwe batterij.

Tip:
Wacht 2 minuten zodat de batterij kan luchten om voor een optimaal gebruik te zorgen.

3. Nieuwe batterij plaatsen



Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Zorg ervoor dat de + zijde omhoog gericht is.


4. Sluiten



Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt via het oorstukje een melodietje af.

Houd het oorstukje dichtbij uw oor om het melodietje te kunnen horen.

Tip



De MultiTool kan gebruikt worden om de batterij te vervangen. Gebruik het magnetische uiteinde voor het verwijderen en het plaatsen van batterijen.

De MultiTool is verkrijgbaar bij uw gehoorspecialist.


Het hoortoestel indoen

Stap 1




Plaats het hoortoestel achter uw oor. De luidspreker moet altijd in combinatie met een oorstukje worden gebruikt. Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.

Stap 2



Houd de bocht van de luidsprekerdraad tussen uw duim en wijsvinger. Het oorstukje moet in de richting van de opening van de gehoorgang wijzen.

Stap 3



Druk het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang tot de luidsprekerdraad dicht tegen uw hoofd zit. Als de luidspreker een grip heeft, plaats deze dan in het oor zodat het de ronding van het oor volgt.


Uw hoortoestellen onderhouden

Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

De microfoonopeningen schoonmaken

Borstel voorzichtig het vuil weg uit de openingen. Borstel voorzichtig het oppervlak schoon. Zorg ervoor dat de borstel schoon is en dat hij niet in de openingen wordt geduwd.

Microfoonopeningen




BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het hoortoestel. Het hoortoestel mag nooit in water of andere vloeistoffen worden gewassen of ondergedompeld.

Standaard oorstukjes: dome of GripTip

De dome en GripTip zijn beide van zacht rubber gemaakt. Er zijn 4 verschillende soorten domes. Controleer uw type oorstukje en maat hieronder.




BELANGRIJKE OPMERKING

Als het oorstukje niet op de luidspreker zit wanneer deze uit het oor wordt verwijderd, kan het zijn dat het oorstukje in de gehoorgang is achtergebleven. Raadpleeg dan uw gehoorspecialist voor nadere instructies.

Dome of GripTip vervangen


Het standaard oorstukje (dome of GripTip) mag niet gereinigd worden. Wanneer het oorstukje vol zit met oorsmeer moet deze worden vervangen door een nieuwe. Wij raden aan de GripTip tenminste een keer per maand te vervangen.

Stap 1




Houd de luidspreker vast en trek het oorstukje eraf.

Stap 2



Plaats de luidspreker precies in het midden van het oorstukje voor een stevige bevestiging.


Stap 3



Druk deze goed aan om ervoor te zorgen dat het oorstukje stevig vast zit.

ProWax miniFit filter

Aan het uiteinde van de luidspreker zit een wit oorsmeerfilter waar het oorstukje is bevestigd. Het oorsmeerfilter voorkomt dat oorsmeer en vuil de luidspreker beschadigen. Vervang het oorsmeerfilter als deze verstopt zit of neem contact op met uw gehoorspecialist.




Haal het oorstukje van de luidspreker voordat u het oorsmeerfilter vervangt.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik altijd hetzelfde type oorsmeerfilter als degene die origineel bij het toestel wordt geleverd. Als u twijfelt over het gebruiken of vervangen van uw oorsmeerfilter, neemt u dan contact op met uw gehoorspecialist.

ProWax miniFit filter vervangen

1. Tool



Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, één lege voor het verwijderen van het filter en één met het nieuwe oorsmeerfilter.

Opmerking:


Als u een oorstukje gebruikt, moet een gehoorspecialist het oorsmeerfilter in de luidspreker vervangen.

2. Oude filter verwijderen



Duw het lege pinnetje in het oorsmeerfilter in de luidspreker van het toestel en trek het eruit.


3. Nieuwe filter plaatsen



Plaats het nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pinnetje, verwijder de tool en gooi deze weg.

Aangepaste oorstukjes: MicroMould, LiteTip (ThinMould) of Power FlexMould

Er zijn drie verschillende soorten oorstukjes: MicroMould, LiteTip (ThinMould) en PowerMould. MicroMould en LiteTip (ThinMould) zijn verkrijgbaar in twee verschillende materialen. De oorstukjes zijn voor uw oor aangepast.




* VarioTherm MicroMould en LiteTip (ThinMould) hebben geen oorsmeerfilter

Clean MicroMould, LiteTip (ThinMould) of Power FlexMould

Het oorstukje moet regelmatig worden schoongemaakt.


Het oorstukje heeft een oorsmeerfilter dat moet worden vervangen wanneer het verstopt zit of wanneer het hoortoestel niet normaal klinkt.

Gebruik altijd het oorsmeerfilter dat door uw hoorzorg professional wordt geleverd.




ProWax filter vervangen

1. Tool




Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, één lege voor het verwijderen van het filter en één met het nieuwe oorsmeerfilter.

2. Oude batterij verwijderen



Duw het lege pinnetje in het oorsmeerfilter in het oorstukje en trek het eruit.

3. Nieuwe batterij plaatsen




Plaats het nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pinnetje, verwijder de tool en gooi deze weg.

Vliegtuigmodus

Wanneer u in een vliegtuig stapt of een ruimte betreedt waar het verboden is radiosignalen uit te stralen, bv. tijdens een vlucht, moet de vliegtuigmodus worden ingeschakeld. Het hoortoestel werkt nog steeds. U hoeft de vliegtuigmodus slechts op één hoortoestel in te schakelen.


miniRITE



- **Om in en uit te schakelen** drukt u minimaal 7 seconden op de drukknop. Een melodie bevestigt uw handeling.

De vliegtuigmodus kan ook worden uitgeschakeld door de batterijlade te openen en sluiten. Zie het hoofdstuk "Snelle reset".

miniRITE-T



Druk op beide uiteinden van de knop

Optionele functies en accessoires

De functies en accessoires die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn optioneel. Neem contact op met uw gehoorspecialist om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.


Als u te maken hebt met moeilijke luistersituaties kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw gehoorspecialist geprogrammeerd.

Noteer luistersituaties waarbij u hulp nodig hebt.


Geluid van het hoortoestel dempen

U kunt de dempfunctie gebruiken om het hoortoestel uit te zetten

miniRITE



miniRITE-T



Druk lang
(4 seconden) op de
knop om het hoortoestel
te dempen. Door kort op
de toets te drukken, kunt
u het hoortoestel weer
activeren.

Druk op beide uiteinden
van de knop

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de dempfunctie niet om het hoortoestel uit te zetten;
het gebruikt dan nog steeds stroom.

Volume miniRITE aanpassen

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen.
U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt.



Volume miniRITE-T aanpassen

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen.
U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt.







In te vullen door de gehoorspecialist

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Aanpassen van het volume | <input type="checkbox"/> LINKS | <input type="checkbox"/> RECHTS | <input type="checkbox"/> Kort drukken |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

Programma wijzigen

Uw hoortoestel heeft maximaal 4 verschillende programma's. Deze worden door uw gehoorspecialist geprogrammeerd.

In te vullen door de gehoorspecialist


| Programma | Geluidsactivering | Wanneer te gebruiken |
|-----------|---|----------------------|
| 1 |  "1 piepje" | |
| 2 |  "2 piepjes" | |
| 3 |  "3 piepjes" | |
| 4 |  "4 piepjes" | |

miniRITE

Druk kort op de toets om van programma te veranderen

NB: als u twee hoortoestellen gebruikt, schakelt het RECHTER-hoortoestel vooruit van bv. programma 1 naar 2 en het LINKER-hoortoestel terug van bv. programma 4 naar 3.

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Programma wijzigen | <input type="checkbox"/> Kort drukken | <input type="checkbox"/> Lang drukken |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|




miniRITE-T

Druk op omhoog of omlaag om tussen programma's te schakelen

Let op: u kunt continu tussen programma's schakelen - zowel via de omhoog-toets als via de omlaag-toets in de volgorde van de ingestelde programma's. Als u bijvoorbeeld van programma 1 naar programma 4 wilt wisselen, dan kunt u op de omlaag-toets drukken in plaats van 3 keer op de omhoog-toets te drukken.


| | | | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Programma wijzigen | <input type="checkbox"/> LINKS | <input type="checkbox"/> RECHTS | <input type="checkbox"/> Kort drukken | <input type="checkbox"/> Lang drukken |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|




Snelle reset

U kunt de standaardinstellingen van uw hoortoestel, zoals die door uw gehoorspecialist zijn geprogrammeerd, eenvoudig herstellen. Dit doet u door de batterijlade te openen en te sluiten. U hoort een melodie wanneer u het hoortoestel reset.

Openen



Sluiten



Hoortoestellen gebruiken met iPhone, iPad en iPod touch

Uw hoortoestellen zijn Made for iPhone® (MFI) hoortoestellen waarmee u rechtstreeks met een iPhone, iPad® of iPod touch® kunt communiceren. Voor assistentie bij het gebruik van deze producten met uw hoortoestellen kunt u

contact opnemen met uw gehoorspecialist of onze support site bezoeken op: www.oticon.nl/connectivity

Op de website vindt u ook informatie over compatibiliteit.




Opmerking: Rechtstreeks audio streamen wordt momenteel niet ondersteund door Android.

Oticon Opn is compatibel met iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9,7-inch iPad Pro, 12,9-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4e generatie), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, en iPod touch (5e en 6e generatie). Apparaten moeten draaien op iOS 9.3 of later.


Koppelen van hoortoestel met iPhone

1. Instellingen




Open je iPhone en ga naar "Instellingen". Zorg ervoor dat Bluetooth aanstaat. Kies vervolgens "Algemeen".

2. Algemeen




Op het scherm "Algemeen" kiest u voor "Toegankelijkheid".

3. Toegankelijkheid




Op het scherm "Toegankelijkheid", kiest u "Hoortoestellen".

4. Voorbereiden




Open en sluit de batterijlade op beide hoortoestellen en plaats ze in de buurt van uw iPhone. De hoortoestellen blijven 3 minuten in de koppelmodus.

5. Selecteren



Uw iPhone detecteert de te koppelen hoortoestellen. Gedecodeerde toestellen verschijnen in uw iPhone-lijst. Kies uw hoortoestellen.

6. Koppelen bevestigen



Bevestig de koppeling. Als u twee hoortoestellen hebt, is bevestiging van koppeling voor elk hoortoestel nodig.

Uw hoortoestellen opnieuw aansluiten op uw iPhone, iPad en iPod touch

Wanneer u uw hoortoestellen of apparaat van Apple® uitzet, zijn ze niet meer gekoppeld. Om opnieuw verbinding te maken, moet u de batterijlade openen en sluiten om uw hoortoestellen aan te zetten. Vervolgens maken de hoortoestellen automatisch opnieuw verbinding met uw apparaat van Apple.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” en “Made for iPad” betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is bedoeld voor gebruik met respectievelijk een iPod, een iPhone of een iPad en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften. Houd er rekening mee dat door gebruik van dit accessoire in combinatie met een iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kunnen afnemen.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch en Apple Watch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android, Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

Oticon ON App

Oticon ON App voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™-apparaten biedt een intuïtieve en discrete manier voor het bedienen van uw hoortoestellen. Met Oticon ON App kunt u ook met een eindeloos assortiment andere apparaten verbinding maken door via internet met IFTTT te koppelen. Ga naar www.oticon.global/connectivity voor meer details en informatie over compatibiliteit.

De Oticon ONN App is verkrijgbaar bij de App Store® en Google Play™. Zoek bij het downloaden van de Oticon ON App op iPad naar iPhone apps in de App Store.



Opmerking: Rechtstreeks audio streamen wordt momenteel niet ondersteund door Android.

Draadloze accessoires

Als aanvulling op uw draadloze hoortoestellen is een groot aantal draadloze accessoires verkrijgbaar. Deze kunnen u helpen beter te horen en communiceren in een veel alledaagse situaties.

ConnectClip*

Als ConnectClip met uw mobiele telefoon is gekoppeld kunt u de hoortoestellen als een handsfreeheadset gebruiken.

TV adapter 3.0

TV adapter is een draadloze zender van geluiden van de tv en elektronische audioapparaten. De TV adapter streamt geluid rechtstreeks naar uw hoortoestellen.

Afstandsbediening 3.0

Met de Afstandsbediening kunt u tussen programma's schakelen, het volume van uw hoortoestel aanpassen of uw hoortoestel dempen.

Raadpleeg uw gehoorspecialist voor meer informatie of ga naar: www.oticon.global

*ConnectClip is in de tweede helft van 2017 verkrijgbaar

Overige opties



Luisterspoel - optioneel voor miniRITE-T

Met een luisterspoel kunt u beter horen als u een telefoon met ingebouwde ringleiding gebruikt of wanneer u in een gebouw met een ringleiding-systeem bent, zoals een schouwburg, kerk of collegezaal. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingsysteem aanwezig is.



AutoPhone

Als uw telefoon een speciale magneet heeft, kan de AutoPhone automatisch een telefoonprogramma in het hoortoestel activeren. De magneet moet op uw telefoon worden geplaatst.

Neem voor meer informatie contact op met uw gehoorspecialist.

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)

Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport is een hulpmiddel dat geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen aan cliënten die lijden aan tinnitus, als onderdeel van een behandelprogramma voor tinnitus.

De doelpopulatie is de volwassen populatie (18 jaar en ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorg professional (audiologen, audiciens of kno-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. Aanpassing van Tinnitus SoundSupport moet door een hoorzorg professional worden gedaan die onderdeel uitmaakt van een behandelplan voor tinnitus.

Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitus geluidsgenerator

Deze instructies bevatten informatie over Tinnitus SoundSupport. Uw hoorzorg professional kan dit in uw hoortoestellen hebben geactiveerd.

Tinnitus SoundSupport is een apparaat voor de behandeling van tinnitus. Het genereert geluid van voldoende intensiteit en bandbreedte om tinnitus te kunnen behandelen.

Uw hoorzorg professional kan u ook de juiste nazorg bieden. Het is belangrijk dat u zijn/haar advies en de aanwijzingen voor wat betreft deze nazorg opvolgt.

Uitsluitend voor gebruik op voorschrift

Een persoon die meldt last te hebben van tinnitus dient volgens goed gebruik in de gezondheidszorg vóór het gebruik van een geluidsgenerator een medische beoordeling door een erkende oorarts te ondergaan. Deze beoordeling heeft tot doel er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare klachten die tinnitus kunnen veroorzaken, onderkend en behandeld zijn vóór het gebruik van de geluidsgenerator.

Geluidsopties en volumeregeling

Tinnitus SoundSupport wordt door uw hoorzorg professional geprogrammeerd overeenkomstig uw gehoorverlies en voorkeuren voor tinnitusverlichting. Het heeft een aantal verschillende geluidsopties. Samen met uw hoorzorg professional kunt u uw voorkeursgeluid(en) selecteren.

Tinnitus SoundSupport programma's

U beslist samen met uw hoorzorg professional voor welke programma's u Tinnitus SoundSupport geactiveerd wilt hebben. De geluidsgenerator kan in maximaal vier verschillende programma's worden geactiveerd.

Dempfunctie

Als u zich in een programma bevindt waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, zal de dempfunctie alleen het omgevingsgeluid dempen, niet het geluid van Tinnitus SoundSupport.

Zie hoofdstuk: "Geluid van het hoortoestel dempen".

Volumeregeling met Tinnitus SoundSupport

Wanneer u een hoortoestelprogramma zoekt waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, kan uw hoorzorg professional de drukknop op uw hoortoestel alleen instellen om te werken als volumeregeling voor het verlichtende tinnitusgeluid.

Uw hoorzorg professional kan de volumeregeling voor de geluidsgenerator op twee manieren instellen:

- A) Het volume voor ieder oor afzonderlijk aanpassen, of
- B) Het volume in beide oren tegelijkertijd aanpassen.

miniRITE

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <p>A) Het volume van Tinnitus SoundSupport in ieder oor afzonderlijk aanpassen Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te verhogen herhaaldelijk kort op de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt. Het geluid zal bij de eerste keer drukken altijd harder zijn totdat u twee piepjes hoort. Daarna neemt het volume af. Blijf om het volume (op slechts één hoortoestel) te verlagen herhaaldelijk op de drukknop drukken totdat het gewenste niveau is bereikt.</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p>B) Het volume van Tinnitus SoundSupport in beide oren tegelijkertijd aanpassen U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid harder te zetten en het andere hoortoestel om het geluid zachter te zetten: Druk herhaaldelijk kort op de drukknop van het RECHTER-hoortoestel om het volume te verhogen. Druk herhaaldelijk kort op de drukknop van het LINKER-hoortoestel om het volume te verlagen.</p> |

In te vullen door uw hoorzorg professional.

miniRITE-T

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <p>A) Het volume van Tinnitus SoundSupport in ieder oor afzonderlijk aanpassen Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te verhogen herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt. Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te verlagen herhaaldelijk kort op het onderste deel van de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt.</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p>B) Het volume van Tinnitus SoundSupport in beide oren tegelijkertijd aanpassen U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid in beide hoortoestellen harder of zachter te zetten. Als u het volume in één hoortoestel wijzigt, zal het volume van het andere hoortoestel volgen. Om het volume te verhogen, drukt u herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de drukknop. Om het volume te verlagen, drukt u herhaaldelijk kort op het onderste deel van de drukknop.</p> |

In te vullen door uw gehoorspecialist.

Beperking op gebruiksduur

Dagelijks gebruik

Het volumeniveau van Tinnitus SoundSupport kan ingesteld worden op een niveau dat tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden als het voor langere tijd wordt gebruikt. Uw gehoorspecialist zal u adviseren over de maximale tijd per dag dat u Tinnitus SoundSupport dient te gebruiken. Het dient nooit op een onaangenaam niveau gebruikt te worden.

Zie tabel "Tinnitus SoundSupport: gebruiksbeperking - individuele instellingen hoortoestel" achter in dit boekje om te weten hoeveel uur per dag u het verlichtende geluid veilig in uw hoortoestellen kunt gebruiken.

Belangrijke informatie voor hoorzorg professionals over Tinnitus SoundSupport

Omschrijving van het apparaat

Tinnitus SoundSupport is een functiemodule die door de hoorzorg professional in de hoortoestellen geactiveerd kan worden.

Maximale draagtijd

De draagtijd van Tinnitus SoundSupport wordt minder als het niveau boven de 80 dB(A) SPL komt. De aanpassoftware toont automatisch een waarschuwing als het hoortoestel boven de 80 dB(A) SPL komt. Zie "Maximale draagtijdindicatie" naast de tinnitus aanpasgrafiek in de aanpassoftware.

De volumeregeling is geactiveerd

De volumeregeling voor de geluidsgenerator is standaard gedeactiveerd in het hoortoestel. Risico op blootstelling aan lawaai is groter als de volumeregeling is geactiveerd.

Als de volumeregeling is geactiveerd

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als u de volumeregeling voor tinnitus in het scherm “Knoppen en Indicaties” activeert. Dit gebeurt als het verlichtende geluid op alle niveaus kan worden gehoord die gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken. In de tabel “Max. draagtijd” in de aanpassoftware vindt u het aantal uren dat de cliënt Tinnitus SoundSupport veilig kan gebruiken.

- Houd rekening met de max. draagtijd voor elk programma waarvoor Tinnitus SoundSupport is geactiveerd.
- Schrijf die waarden in de tabel op: “Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen”, achter in dit boekje.
- Geef uw cliënt hierover instructies.

Waarschuwingen met betrekking tot Tinnitus

Als uw hoorzorg professional de Tinnitus SoundSupport geluidsgenerator heeft geactiveerd, let dan op de volgende waarschuwingen.

Er is een aantal mogelijke problemen verbonden aan het gebruik van geluid dat door een apparaat voor de behandeling van tinnitus wordt gegenereerd. Het gaat hier onder meer over het mogelijk verslechteren van tinnitus en/of een mogelijke verandering in gehoordrempels.

Als u een verandering in uw gehoor of tinnitus opmerkt of vaststelt, of enige duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of eventuele huidirritatie bij het contactpunt met het apparaat, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts, audicien of andere hoorzorg professional.

Zoals bij alle apparaten, kan het misbruik van de geluidsgenerator schadelijke effecten tot gevolg hebben. U moet ervoor zorgen dat onbevoegd gebruik voorkomen wordt en dat het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

Maximale draagtijd

Houd u altijd aan de door uw hoorzorg professional geadviseerde maximale draagtijd per dag van de Tinnitus SoundSupport. Langdurig gebruik kan tot verslechteren van uw tinnitus of uw gehoorverlies leiden.

Algemene waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

Let op: uw hoortoestellen herstellen het normale gehoor niet. Noch voorkomen of verbeteren ze gehoorverlies door een fysiologische aandoening. In de meeste gevallen zal onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt opleveren.

Raadpleeg uw hoorzorg professional indien u een onverwachte werking van uw hoortoestel of ongewenst voorval ervaart.

Gebruik van hoortoestellen

Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en

geadviseerd door de hoorzorg professional. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Sta nooit toe dat anderen uw hoortoestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen en andere kleine onderdelen

Hoortoestellen, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.

Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen. Controleer uw medicijnen daarom zorgvuldig voordat u ze inneemt.

Veel hoortoestellen kunnen op verzoek

worden voorzien van een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen voor (jonge) kinderen en mensen met leerproblemen.

Kinderen die jonger zijn dan 36 maanden, moeten altijd een kindveilige batterijlade gebruiken. Informeer bij uw hoorzorg professional of dit een optie is.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een hoortoestel of batterij.

Batterijgebruik

Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw hoorzorg professional. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken. Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en gooi ze niet weg door ze te verbranden. Er bestaat een kans dat de batterijen zullen ontploffen.

Slechte werking

Wees u bewust van de mogelijkheid

dat de werking van uw hoortoestel kan worden beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in gedachten wanneer u afhankelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bv. in het verkeer). Het geluid van uw hoortoestel kan plotseling wegvallen, bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is of het slangetje verstopt is door vocht of oorsmeer.

Actieve implantaten

Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van actieve implantaten. Een algemeen advies is om bij het gebruik van mobiele telefoons en magneten de richtlijnen van fabrikanten van implanteerbare defibrillators en pacemakers te volgen.

De AutoPhone-magneet of MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft), dient ten minste 30 cm van het implantaat verwijderd te blijven, draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak.

Algemene waarschuwingen

Als u een actief hersenimplantaat hebt, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op verstoring.

Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie

Verwijder uw hoortoestel vóór het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het hoortoestel kan beschadigd raken bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

Hitte en chemicaliën

Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

Power-toestel

Bij het kiezen, passen en gebruiken van een hoortoestel met een maximum geluidsdruk van meer dan 132 dB SPL (IEC 711) is bijzondere aandacht nodig omdat er een risico bestaat van aantasting van het restgehoor van de gebruiker van het hoortoestel.

Raadpleeg de achterzijde van dit boekje om te zien of uw hoortoestel een power-toestel is.

Mogelijke bijwerkingen

Bij gebruik van hoortoestellen en oorstukjes kan een versnelde ophoping van oorsmeer optreden.

De anti-allergene materialen in uw hoortoestellen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg uw (KNO-)arts als één van deze bijwerkingen optreedt.

Storing

Het hoortoestel is grondig getest op storing, conform de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen het hoortoestel en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen het hoortoestel en de storende apparatuur te vergroten.

Gebruik in vliegtuigen

Uw hoortoestel is voorzien van Bluetooth. Aan boord van een vliegtuig moet de vliegtuigmodus zijn ingeschakeld, tenzij Bluetooth door het cabinepersoneel wordt toegestaan.

Problemen oplossen

| Klacht | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|--|--|
| Geen geluid | Lege batterij | Vervang de batterij |
| | Verstopte oorstukjes (dome, GripTip of oorstukje) | Reinig het oorstukje Overweeg vervanging van het oorsmeerfilter, dome of GripTip |
| Onderbroken of verminderd geluid | Verstopte geluidsopening | Reinig het oorstukje of het oorsmeerfilter, dome of GripTip |
| | Vocht | Veeg de batterij met een droge doek af |
| | Lege batterij | Vervang de batterij |
| Snerpend geluid | Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst | Plaats het oorstukje opnieuw |
| | Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang | Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts |
| Piepen | Als uw hoortoestel 4 keer achter elkaar 8 piepjes laat horen, heeft uw microfoon een servicecontrole nodig | Neem contact op met uw hoorzorg professional |
| Koppelingsprobleem met een apparaat van Apple | Bluetooth-verbinding mislukt | 1) Ontkoppel uw hoortoestellen (Instellingen→Algemeen→Toegankelijkheid →Hoortoestellen→Apparaten→Dit apparaat overslaan). |
| | Slechts één hoortoestel gekoppeld | 2) Zet Bluetooth uit en weer aan. 3) Open en sluit de batterijlade op hoortoestellen. 4) Hoortoestellen opnieuw koppelen (zie hoofdstuk: "Koppelen van hoortoestel met iPhone"). |

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw gehoorspecialist.

Water- en stofdicht (IP68)

Uw hoortoestel is stofdicht en waterbestendig, wat betekent dat het is ontworpen om in alle dagelijkse situaties gedragen te worden. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over zweet of regen. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet langer werkt:

1. Veeg het water er voorzichtig af.
2. Open de batterijlade en haal de batterij eruit. Veeg eventueel aanwezig water voorzichtig uit de batterijlade.
3. Laat het hoortoestel met geopende batterijlade gedurende ongeveer 30 minuten drogen.
4. Plaats een nieuwe batterij.

BELANGRIJKE OPMERKING

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Gebruiksomstandigheden

| | |
|---|---|
| Gebruiksomstandigheden | Temperatuur: +1 °C tot +40 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend |
| Opslag- en transportomstandigheden | De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven de volgende limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -25°C tot +60°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend |

Garantiecertificaat

Naam van eigenaar: _____

Gehoorspecialist: _____

Adres gehoorspecialist: _____

Telefoon gehoorspecialist: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Model links: _____ Serienr.: _____

Model rechts: _____ Serienr.: _____

Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het hoortoestel zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals batterijen, slangetjes, luidsprekers, oorstukjes en oorsmeerfilters etc. Problemen die het resultaat zijn van onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen in het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de

beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw gehoorspecialist heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw gehoorspecialist voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig hebt

Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw gehoorspecialist gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Technische informatie

Het hoortoestel bevat twee radio-technologieën, die hieronder staan beschreven:

Het toestel bevat een radiozendontvanger die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3.84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is erg zwak en ligt altijd onder $-40 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ op een afstand van 10 meter.

Het hoortoestel bevat ook een radiozendontvanger die van Bluetooth Low Energy (BLE) gebruikmaakt en een eigen kortbereik-radiotechnologie, die allebei op 2.4 GHz functioneren. De 2.4 GHz radiozender is zwak en ligt altijd onder 4 dBm e.i.r.p. in

totaal uitgestraald vermogen. Het hoortoestel voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

Meer informatie is te vinden in de "Technische databladen" op www.oticon.nl

VS en Canada

Het hoortoestel bevat een radio-module met de volgende certificaat-ID-nummers:

miniRITE:

FCC ID: U28AUMRIT

IC: 1350B-AUMRIT

miniRITE-T:

FCC ID: U28AUMRTE

IC: 1350B-AUMRTE

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van de Canadese Industrie.

Voor meer informatie: www.oticon.nl

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Opmerking: uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenzen zijn ingesteld om bescherming te bieden tegen storing in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie. Ook kan het radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst,

hetgeen kan worden gecontroleerd door het aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de ontvangende antenne opnieuw in of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de luidspreker.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de luidspreker is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus.

De fabrikant verklaart hierbij dat dit hoortoestel voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE), en aan de nieuwe Richtlijn 2014/53/EU (RED).

Conformiteitsverklaringen zijn voor beide relevante richtlijnen bij de fabrikant verkrijgbaar.



Vervaardigd door:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global

CE 0543 0682



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.

 **Bluetooth®**



E2831

IP68

Uw individuele hoortoestelinstellingen

In te vullen door uw gehoorspecialist.

| Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Geen gebruiksbeperkingen | | |
| <input type="checkbox"/> | Programma | Opstartvolume (Tinnitus) | Maximum volume (Tinnitus) |
| <input type="checkbox"/> | 1 | Max. _____ uren per dag | Max. _____ uren per dag |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Max. _____ uren per dag | Max. _____ uren per dag |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Max. _____ uren per dag | Max. _____ uren per dag |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Max. _____ uren per dag | Max. _____ uren per dag |

178638NL / 2017.07.03

| Power-toestel <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Overzicht toestelinstellingen | | | | |
| Links | | | Rechts | |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | Volumeregelaar | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | Programmaschakelaar | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | Dempfunctie | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | Tinnitus SoundSupport | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| Indicatoren volumeregelaar | | | | |
| <input type="checkbox"/> Aan | <input type="checkbox"/> Uit | Signalen bij min/max volume | <input type="checkbox"/> Aan | <input type="checkbox"/> Uit |
| <input type="checkbox"/> Aan | <input type="checkbox"/> Uit | 'Klikt' bij verandering volume | <input type="checkbox"/> Aan | <input type="checkbox"/> Uit |
| <input type="checkbox"/> Aan | <input type="checkbox"/> Uit | Signalen bij gewenst volume | <input type="checkbox"/> Aan | <input type="checkbox"/> Uit |
| Indicatoren batterij | | | | |
| <input type="checkbox"/> Aan | <input type="checkbox"/> Uit | Waarschuwing lage batterijspanning | <input type="checkbox"/> Aan | <input type="checkbox"/> Uit |

178638NL / 2017.07.03



oticon
PEOPLE FIRST