

Gebruiksaanwijzing



BTE13 PP
BTE - BTE PP

Oticon Opn
Oticon Siya

Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
PEOPLE FIRST

Modellenoverzicht

Dit boekje is van toepassing op de volgende hoortoestelmodellen uit de Oticon Opn™ en Oticon Siya families:

- Oticon Opn 1 BTE13 PP
- Oticon Opn 2 BTE13 PP
- Oticon Opn 3 BTE13 PP

- Oticon Siya 1 BTE
- Oticon Siya 2 BTE
- Oticon Siya 1 BTE PP
- Oticon Siya 2 BTE PP

- LED-lampje (Oticon Opn) voor visuele indicatie

Het LED-lampje is ontworpen om gebruikers, zorgverleners, ouders en leerkrachten te helpen het hoortoestel te bedienen en om indicaties te geven voor relevante functies en standen (zie de relevante informatie in het boekje).

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Dit zal u helpen het maximale uit uw nieuwe hoortoestel te halen.

Uw hoorzorg professional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.

| **Over** | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Opties](#) | [Tinnitus](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

Beoogd gebruik

De functie van een hooroplossing is het versterken en overbrengen van geluid naar het oor en daarbij te compenseren voor licht tot ernstig/zwaar gehoorverlies. Dit powerhoortoestel is bedoeld voor gebruik door volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.

BELANGRIJKE OPMERKING

Uw hoorzorg professional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat de versterking specifiek aan uw gehoor is aangepast en voor u optimaal is.

Inhoudsopgave 1/2

Over

Nagaan welk hoortoestel en oorstukje u heeft	8
Nagaan wat het linker- en rechertoestel is	12
MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken	13

Aan de slag

Het hoortoestel aan- en uitzetten	14
Wanneer dient u de batterij te vervangen	15
Hoe dient u de batterij te vervangen (type 13)	16

Gebruik

Onderhoud van uw toestel	18
Het hoortoestel met toonbocht indoen	19
Het oorstukje schoonmaken	20
Het hoortoestel met dun slangetje indoen (Corda miniFit)	22
Het dunne slangetje schoonmaken	23
Standaardoorstukjes: Dome of GripTip vervangen	24
Aangepaste oorstukjes: MicroMould/LiteTip schoonmaken	26
ProWax-filter vervangen	27

Zie volgende pagina

Inhoudsopgave 2/2

Opties

Optionele functies en accessoires	28
Vliegtuigmodus	29
Programma wijzigen	30
Volume wijzigen	32
Dempen 34	
Hoortoestellen gebruiken met iPhone, iPad en iPod touch	35
Koppelen van hoortoestellen met iPhone	36
Draadloze accessoires	38
Kindveilige batterijlade	40
Overige opties	42

Tinnitus

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)	44
Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitusgeluidsgenerator	45
Geluidsopties en volumeregeling	46
Gebruiksbeperkingen	49
Waarschuwingen met betrekking tot Tinnitus	52

Waarschuwingen

Algemene waarschuwingen	54
-------------------------	----

Aanvullende informatie



Problemen oplossen	58
Water- en stofbestendig (IP68)	60
Gebruiksomstandigheden	61
Garantie	62
Technische informatie	64
Uw individuele hoortoestelinstellingen	70

Nagaan welk hoortoestel en oorstukje u heeft

Er zijn twee hoortoesteluitvoeringen en meerdere verschillende oorstukjes beschikbaar voor het hoortoestel.

Met toonbocht en oorstukje

Met dun slangetje (Corda miniFit)



Het dunne slangetje maakt gebruik van een van de volgende oorstukjes:

Standaardoorstukjes:



Open dome



Bass dome, enkele venting



Bass dome, dubbele venting



Power dome



GripTip

Verkrijgbaar in small en large, links en rechts, met en zonder venting.

Domeformaten



5 mm* 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
* alleen als open dome voor luidspreker 60

Custom oorstukjes:



MicroMould



LiteTip



VarioTherm® MicroMould




VarioTherm® LiteTip

® VarioTherm is een geregistreerd handelsmerk van Dreve

Ga voor meer details over het vervangen van de dome naar het hoofdstuk "Dome of GripTip vervangen"


Met toonbocht en oorstukje

Wat het is en doet



Met dun slangetje (Corda miniFit)


Wat het is en doet



Nagaan wat het linker- en rechertoestel is


Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechertoestel omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn.

U kunt de links/rechts-kleurmarkeringen vinden in de batterijlade. De markeringen zijn ook te vinden op MicroMoulds (optioneel).



MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken

De MultiTool is voorzien van een magneet waardoor het gemakkelijker is om de batterij van het hoortoestel te vervangen. Deze is ook voorzien van een borstel en een draadlus voor het schoonmaken en om oorsmeer te verwijderen. Als u een nieuwe MultiTool nodig heeft, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.



BELANGRIJKE OPMERKING


Uw MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool ten minste 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Het hoortoestel aan- en uitzetten

De batterijlade wordt tevens gebruikt voor het aan- en uitzetten van het hoortoestel. Om de batterij te sparen, raden we aan het hoortoestel uit te zetten wanneer u het niet draagt. Als u de standaardinstellingen van het hoortoestellen wilt herstellen, open en sluit dan simpelweg de batterijlade (snelle reset).


AANZETTEN

Doe de batterijlade (met batterij) dicht.



UITZETTEN

Open de batterijlade.



Status	Visueel* - slechts één reeks
<input type="checkbox"/> Snelle reset	  Groen, lang knipperend

Wanneer dient u de batterij te vervangen

Als het tijd is om de batterij te vervangen, hoort u drie piepjes die met regelmatige tussenpozen worden herhaald, totdat de batterij leeg is.

 **Drie piepjes****
= de batterij is bijna leeg

 **Vier piepjes**
= de batterij is leeg

Waarschuwing	Visueel* - doorlopend herhaald
<input type="checkbox"/> Batterij bijna leeg	  Rood, kort knipperend

Batterijtip


Om ervoor te zorgen dat het hoortoestel altijd werkt, adviseren we reservebatterijen bij u te dragen of de batterij te vervangen voordat u van huis vertrekt.

* Alleen optioneel voor Opn

** Bluetooth® wordt uitgeschakeld en het is niet mogelijk om draadloze accessoires te gebruiken.
Opmerking: De batterijen moeten vaker worden vervangen als u geluid of muziek streamt naar uw hoortoestellen.


Hoe dient u de batterij te vervangen (type 13)

1. Uitnemen



Open de batterijlade volledig. Neem de oude batterij eruit.


2. Verwijderen



Verwijder het etiket van de +-zijde van de nieuwe batterij.

Tip:
Wacht 2 minuten, zodat de batterij kan ventileren voor een optimale werking.

3. Plaatsen



Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Plaats deze van bovenaf, NIET vanaf de zijkant.

Zorg ervoor dat de +-zijde omhoog gericht is.


4. Sluiten



Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt via het oorstukje een melodietje af.

Houd het oorstukje dicht bij uw oor om het melodietje te kunnen horen.

Tip



De MultiTool kan worden gebruikt om de batterij te vervangen. Gebruik het magnetische uiteinde voor het verwijderen en het plaatsen van batterijen.


De MultiTool is verkrijgbaar bij uw hoorzorg professional.

Uw hoortoestel onderhouden

Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

De microfoonopeningen schoonmaken

Borstel voorzichtig het vuil weg uit de openingen. Borstel voorzichtig het oppervlak schoon. Zorg dat de borstel niet in de openingen wordt gedrukt.




BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het hoortoestel. Het hoortoestel mag nooit worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

Het hoortoestel met toonbocht indoen

Lees de volgende pagina's als u een hoortoestel hebt met een toonbocht en een oorstukje.



Het oorstukje is voor u op maat gemaakt en past in uw oorstukje. De oorstukjes zijn uniek voor het linker- en rechteroor.

Stap 1



Trek uw oor voorzichtig iets naar buiten en druk het oorstukje in de gehoorgang, terwijl u het tegelijkertijd licht heen en weer draait.


Stap 2



Plaats het hoortoestel achter uw oor.

Het oorstukje schoonmaken

Het oorstukje moet regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik een zachte doek om het oppervlak van het oorstukje schoon te maken. Gebruik de draadlus van de MultiTool om de opening schoon te maken.



Het slangetje vervangen

Het slangetje tussen het oorstukje en het hoortoestel moet worden vervangen als het vergeelt of stug wordt. Neem hiervoor contact op met uw hoorzorg professional.

Het oorstukje wassen

Stap 1




Zorg ervoor dat u weet welk oorstukje bij welk toestel hoort voordat u het oorstukje van het hoortoestel loskoppelt.

Stap 2



Maak het slangetje en het oorstukje los van de toonbocht. Houd de toonbocht stevig vast als u het slangetje lostrekt om schade aan het hoortoestel te voorkomen.

Stap 3



Reinig het oorstukje en het slangetje met een milde zeepoplossing. Spoel het af en maak het goed droog voordat u het weer met het hoortoestel verbindt.

Het hoortoestel met dun slangetje indoen (Corda miniFit)


Lees de volgende pagina's als uw hoortoestel een dun slangetje heeft.

Stap 1



Plaats het hoortoestel achter uw oor. Het dunne slangetje moet alleen in combinatie met een oorstukje worden gebruikt. Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.

Stap 2



Houd de bocht van het slangetje tussen uw duim en wijsvinger. Het oorstukje moet richting de opening van de gehoorgang wijzen.

Stap 3




Druk het oorstukje voorzichtig in uw gehoorgang tot het dunne slangetje dicht tegen uw hoofd zit. Als het dunne slangetje een grip heeft, plaats het dan in het oor, zodat het de ronding van het oor volgt.

Het dunne slangetje schoonmaken


Het dunne slangetje moet worden schoongemaakt om het vrij te houden van vocht en oorsmeer. Als het niet wordt schoongemaakt, kan het verstopt raken met oorsmeer, waardoor er geen geluid meer uitkomt.

Stap 1




Trek het dunne slangetje van het hoortoestel.

Stap 2



Druk het schoonmaakhulpmiddel helemaal door het dunne slangetje.

Stap 3




Bevestig het dunne slangetje weer aan het hoortoestel.

Standaardoorstukjes: Dome of GripTip vervangen


Het standaardoorstukje mag niet worden schoongemaakt. Wanneer het vol zit met oorsmeer moet het worden vervangen door een nieuwe. Wij raden aan GripTips minimaal één keer per maand te vervangen.

Stap 1




Pak het dunne slangetje aan het uiteinde vast en trek het oorstukje eraf.

Stap 2



Plaats het dunne slangetje precies in het midden van het oorstukje voor een stevige bevestiging.

Stap 3



Druk het goed aan om ervoor te zorgen dat het oorstukje stevig vast zit.

BELANGRIJKE OPMERKING

Als het oorstukje niet op het dunne slangetje zit wanneer het uit het oor wordt verwijderd, kan het zijn dat het oorstukje in de gehoorgang is achtergebleven. Raadpleeg dan uw hoorzorg professional voor nadere instructies.

Custom oorstukjes: MicroMould/LiteTip schoonmaken

Het oorstukje moet regelmatig worden schoongemaakt. Het oorstukje heeft een witte oorsmeerfilter* dat voorkomt dat oorsmeer en vuil het hoortoestel beschadigen.

Vervang de filter als het verstopt is of als het hoortoestel niet normaal klinkt, of neem contact op met uw hoorzorg professional.




BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik altijd hetzelfde type oorsmeerfilter als die origineel bij het toestel wordt geleverd. Als u twijfelt over het gebruiken of vervangen van uw oorsmeerfilter, neemt u dan contact op met uw hoorzorg professional.

* VarioTherm MicroMould en LiteTip (ThinMould) hebben geen oorsmeerfilter


ProWax filter vervangen

1. Tool




Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pennetjes een lege voor het verwijderen van de filter en een met de nieuwe oorsmeerfilter.

2. Uitnemen



Duw het lege pennetje in de oorsmeerfilter in het oorstukje en trek het eruit.

3. Plaatsen



Plaats de nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pennetje, verwijder de tool en werp deze weg.

Optionele functies en accessoires


De op de volgende pagina's beschreven functies en accessoires zijn optioneel. Neem contact op met uw hoorzorg professional om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.

Als u te maken heeft met moeilijke luistersituaties, kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw hoorzorg professional geprogrammeerd.

Noteer luistersituaties waarbij u hulp nodig hebt.

Vliegtuigmodus

Wanneer u in een vliegtuig stapt of een ruimte betreedt waar het verboden is radiosignalen uit te stralen, bijvoorbeeld tijdens een vlucht, moet de vliegtuigmodus worden ingeschakeld. Het hoortoestel blijft gewoon werken. De vliegtuigmodus hoeft slechts op één hoortoestel in te worden geschakeld; hierdoor wordt Bluetooth® uitgeschakeld op beide hoortoestellen.



In- en uitschakelen
Houd de druktoets 7 seconden ingedrukt. Een melodietje bevestigt uw handeling.

De vliegtuigmodus kan ook worden uitgeschakeld door de batterijlade te openen en sluiten.


Luisterstatus	Visueel* - doorlopend herhaald
<input type="checkbox"/> Vliegtuigmodus actief	○ ● ●

○ Groen, kort knipperend ● Rood, kort knipperend || Pauze

* Alleen optioneel voor Opn

Programma wijzigen

Uw hoortoestel heeft maximaal 4 verschillende programma's. Deze worden door uw hoorzorg professional geprogrammeerd.



Druk op omhoog of omlaag om tussen programma's te schakelen.

U kunt continu tussen programma's schakelen, zowel omhoog als omlaag in de volgorde van de programma's. Als u bijvoorbeeld van programma 1 naar 4 wilt gaan, kunt u op de omlaagtoets drukken, in plaats van 3 keer op de omhoogtoets te drukken.

In te vullen door de hoorzorg professional

Programma	Geluid bij activering	Wanneer te gebruiken	Visueel* doorlopend herhaald
1	1 piepje		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/>
2	2 piepjes		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/>
3	3 piepjes		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/>
4	4 piepjes		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/>

Groen, kort knipperend Pauze

Programma wijzigen:

LINKS

RECHTS

Kort drukken

Lang drukken

* Alleen optioneel voor Opn

Volume wijzigen

Met behulp van de druktoets kunt u het volume wijzigen. U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt.



-• Druk op de toets om het volume te verhogen
-• Druk op de toets om het volume te verlagen



U hoort 2 piepjes bij het startvolume

In te vullen door de hoorzorg professional

Volumestatus	Visueel* - slechts één reeks
<input type="checkbox"/> Startvolume	
<input type="checkbox"/> Minimum-/maximumvolume	
<input type="checkbox"/> Volume omhoog/omlaag	


Groen, kort knipperend Groen, lang knipperend Rood, kort knipperend

Volume wijzigen	<input type="checkbox"/> LINKS	<input type="checkbox"/> RECHTS	<input type="checkbox"/> Kort drukken
------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

* Alleen optioneel voor Opn

Dempfen




U kunt de dempfunctie gebruiken om het hoortoestel te dempen.



Druk lang (4 seconden) op een van de uiteinden van de toets om het hoortoestel te dempen.

Door kort op de toets te drukken, kunt u het hoortoestel weer activeren.

OPMERKING: de dempfunctie dempt alleen de microfoon(s) van de hoortoestellen.

Luisterstatus	Visueel* - doorlopend herhaald
<input type="checkbox"/> Gedempt	  

 Groen, kort knipperend  Rood, kort knipperend  Pauze

* Alleen optioneel voor Opn

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de dempfunctie niet om het hoortoestel uit te zetten; het gebruikt dan nog steeds stroom.

Hoortoestellen gebruiken met iPhone, iPad en iPod touch

Uw hoortoestellen zijn Made for iPhone® en kunnen rechtstreeks communiceren en worden bediend met een iPhone, iPad® of iPod touch®. Voor assistentie bij het gebruik van deze producten met uw hoortoestellen kunt

u contact opnemen met uw hoorzorg professional of onze website bezoeken: www.oticon.nl/connectivity




Ga voor informatie over compatibiliteit naar www.oticon.nl/connectivity

De Made for Apple-badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek verbinding te maken met de op de badge aangegeven Apple-producten en volgens de ontwikkelaar voldoet aan Apple-prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.


Hoortoestellen koppelen met iPhone

1. Instellingen




Open uw iPhone en ga naar "Instellingen". Zorg dat Bluetooth aanstaat. Kies vervolgens "Algemeen".

2. Algemeen




Kies "Toegankelijkheid" in het scherm "Algemeen".

3. Toegankelijkheid




Kies "MFi-hoortoestellen" in het scherm "Toegankelijkheid".

4. Voorbereiden




Open en sluit de batterijlade van beide hoortoestellen en plaats ze dichtbij uw iPhone. De hoortoestellen blijven 3 minuten in de koppelingsmodus.

5. Selecteren



Uw iPhone detecteert de hoortoestellen om te koppelen. Gedetecteerde apparaten verschijnen in uw iPhone-lijst. Kies uw hoortoestellen.

6. Koppeling bevestigen



Bevestig de koppeling. Als u twee hoortoestellen heeft, is koppelingsbevestiging voor beide hoortoestellen nodig.

Draadloze accessoires

Als aanvulling op uw draadloze hoortoestellen is een reeks accessoires verkrijgbaar. Deze kunnen u helpen beter te horen en communiceren in vele alledaagse situaties.

ConnectClip

Als ConnectClip met uw mobiele telefoon is gekoppeld, kunt u de hoortoestellen gebruiken als een handsfree headset of externe microfoon.



TV Adapter 3.0

Draadloze zender van geluid van televisies en elektronische audioapparaten. TV Adapter streamt geluid rechtstreeks naar uw hoortoestellen.

FM

Uw hoortoestellen bieden de mogelijkheid om een FM-systeem aan te sluiten. Via het FM-systeem kunt u spraak of audiosignalen rechtstreeks in uw hoortoestellen ontvangen via een speciale zender.

Neem voor meer informatie contact op met uw hoorzorg professional.

Luisterstatus	Visueel* - doorlopend herhaald
<input type="checkbox"/> Draadloze accessoires, inclusief hoortoestelmicrofoon	
<input type="checkbox"/> Draadloze accessoires	

 Groen, kort knipperend  Groen, lang knipperend  Pauze

Afstandsbediening 3.0

Biedt de mogelijkheid om het programma te wijzigen, het volume aan te passen of uw hoortoestellen te dempen.

Oticon ON-app

Biedt een intuïtieve, eenvoudige en discrete manier om uw hoortoestellen te bedienen. Voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™ apparaten.

Ga voor meer informatie naar: www.oticon.nl/connectivity

* Alleen optioneel voor Opn

□ Kindveilige batterijlade

Om de batterij buiten bereik van kleine kinderen en mensen met een verstandelijke beperking te houden, dient een kindveilige batterijlade te worden gebruikt.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik geen overmatige kracht om de batterijlade te openen wanneer deze vergrendeld is. Forceer de batterijlade niet wanneer deze reeds volledig geopend is. Zorg dat u de batterij juist plaatst.


Neem contact op met uw hoorzorg professional als u vermoedt dat de kindveiligheid of de vergrendelingsfunctie is beschadigd.

Batterijlade vergrendelen




Sluit de batterijlade helemaal en controleer of deze is vergrendeld.

Tool voor het ontgrendelen van de batterijlade



Gebruik deze kleine tool die u van uw hoorzorg professional heeft ontvangen.

Batterijlade ontgrendelen



Plaats het puntje van de tool in de kleine opening aan de achterkant van de batterijlade.

1. Beweeg de tool naar rechts en houd deze daar
2. Open de batterijlade

Overige opties



Luisterspoel

Met de luisterspoel kunt u beter horen als u een telefoon met ingebouwde ringleiding gebruikt of wanneer u in een gebouw met een ringleidingsysteem bent, zoals een theater, kerk of collegezaal. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingsysteem aanwezig is.



AutoPhone

AutoPhone kan automatisch een telefoonprogramma activeren op het hoortoestel als u een speciale magneet op uw telefoon plaatst.

Neem voor meer informatie contact op met uw hoorzorg professional.

Direct Audio Input (DAI)

DAI zorgt ervoor dat uw hoortoestel signalen kan ontvangen die rechtstreeks afkomstig zijn van externe bronnen, zoals tv, radio, muzikspelers, enz. De DAI-adapter wordt aan uw hoortoestel bevestigd en via een kabel verbonden met een externe geluidsbron.

Neem voor meer informatie contact op met uw hoorzorg professional.

BELANGRIJKE OPMERKING

Verbindt hoortoestellen alleen met DAI met elektrische apparaten die voldoen aan EN 60950-1, EN 60065, of gelijkwaardige veiligheidsvoorschriften. De veiligheid van hoortoestellen met DAI wordt bepaald door de externe geluidsbron.

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)

Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport is een hulpmiddel dat geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen aan mensen die lijden aan tinnitus, als onderdeel van een tinnitusbehandelprogramma.

Het is bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorg professionals (audiologen, hoortoestelspecialisten of KNO-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. De aanpassing van Tinnitus SoundSupport dient te worden uitgevoerd door een hoorzorgprofessional als onderdeel van een tinnitusbehandelprogramma.

Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitusgeluidsgenerator

Deze instructies bevatten informatie over Tinnitus SoundSupport. Uw hoorzorgprofessional kan dit hebben geactiveerd in uw hoortoestellen.

Tinnitus SoundSupport is een middel voor beheersing van Tinnitus. Het genereert geluid van voldoende intensiteit en bandbreedte om tinnitus beheersbaar te maken.

Uw hoorzorgprofessional kan u ook de juiste nazorg bieden. Het is belangrijk dat u het advies en de aanwijzingen wat betreft deze nazorg opvolgt.

Uitsluitend voor gebruik op voorschrift

Een persoon die meldt last te hebben van tinnitus dient volgens goed gebruik in de gezondheidszorg vóór het gebruik van een geluidsgenerator een medische beoordeling door een erkende oorarts te ondergaan. Deze beoordeling heeft tot doel om er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare klachten die tinnitus kunnen veroorzaken, onderkend en behandeld zijn vóór het gebruik van de geluidsgenerator.

Geluidsopties en volumeregeling

Tinnitus SoundSupport wordt door uw hoorzorg professional geprogrammeerd overeenkomstig uw gehoorverlies en voorkeuren voor tinnitusverlichting. Het biedt een aantal verschillende geluidsopties. Samen met uw hoorzorg professional kunt u uw voorkeurgeluid(en) kiezen.

Tinnitus SoundSupport-programma's

U beslist samen met uw hoorzorg professional in welke programma's u Tinnitus SoundSupport geactiveerd wilt hebben. De geluidsgenerator kan in maximaal vier verschillende programma's worden geactiveerd.

Dempen

Als een programma is geselecteerd waarin Tinnitus SoundSupport is geactiveerd, dempt de dempfunctie alleen het omgevingsgeluid, niet het geluid van Tinnitus SoundSupport. Zie het hoofdstuk "Geluid van het hoortoestel dempen".

Volumeregeling met Tinnitus SoundSupport

Wanneer u een hoortoestelprogramma kiest waarin Tinnitus SoundSupport is geactiveerd, kan uw hoorzorgprofessional de druktoets op uw hoortoestel instellen om alleen te functioneren als volumeregeling voor het tinnitusverlichtingsgeluid.

Uw hoorzorgprofessional kan de volumeregeling voor de geluidsgenerator op twee manieren instellen:

- A) Volumeregeling voor elk oor afzonderlijk, of
- B) Volumeregeling voor beide oren tegelijk.

<input type="checkbox"/>	<p>A) Het volume van Tinnitus SoundSupport voor elk oor afzonderlijk aanpassen Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te verhogen herhaaldelijk kort op de druktoets, totdat het gewenste niveau is bereikt. Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te verlagen herhaaldelijk kort op het onderste deel van de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>B) Het volume van Tinnitus SoundSupport voor beide oren tegelijk aanpassen U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid harder/zachter te zetten voor beide hoortoestellen. Als u het volume voor één hoortoestel wijzigt, volgt het volume van het andere hoortoestel. Druk om het volume te verhogen herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de druktoets. Druk om het volume te verlagen herhaaldelijk kort op het onderste deel van de druktoets.</p>

In te vullen door uw hoorzorg professional.

Gebruiksbeperkingen

Dagelijks gebruik

Het volumeniveau van Tinnitus SoundSupport kan worden ingesteld op een niveau dat tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden als het voor langere tijd wordt gebruikt. Uw hoorzorgprofessional adviseert u over de maximale tijd per dag dat u Tinnitus SoundSupport dient te gebruiken. Het dient nooit op een onaangenaam niveau gebruikt te worden.

Zie de tabel “Tinnitus SoundSupport: gebruiksbeperkingen” in het hoofdstuk “Uw individuele hoortoestelinstellingen” achterin dit boekje om te weten hoeveel uur per dag u het verlichtingsgeluid veilig kunt gebruiken op uw hoortoestellen.

Belangrijke informatie voor hoorzorg professionals over Tinnitus SoundSupport

Omschrijving van het apparaat

Tinnitus SoundSupport is een functiemodule die door een hoorzorg professional kan worden geactiveerd op de hoortoestellen.

Maximale draagtijd

De draagtijd van Tinnitus SoundSupport wordt minder als het niveau boven de 80 dB(A) SPL komt. De aanpasssoftware toont automatisch een waarschuwing als het hoortoestel boven de 80 dB(A) SPL komt. Zie de indicatie van de maximale draagtijd naast de tinnitusaanpasgrafiek in de aanpasssoftware.

De volumeregeling is gedeactiveerd

De volumeregeling van de geluidsgenerator is standaard gedeactiveerd op het hoortoestel. Het risico op blootstelling aan lawaai is groter als de volumeregeling is geactiveerd.

Als de volumeregeling is geactiveerd

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als u de tinnitusvolumeregeling activeert in het scherm "Toetsen en indicaties". Dit gebeurt als het verlichtingsgeluid kan worden beluisterd op niveaus die gehoorschade kunnen veroorzaken. De tabel "Max. draagtijd" in de aanpassingssoftware geeft het aantal uren aan dat de cliënt veilig gebruik kan maken van Tinnitus SoundSupport.

- Controleer de maximale draagtijd voor elk programma waarvoor Tinnitus SoundSupport is geactiveerd.
- Schrijf deze waarden in de tabel "Tinnitus SoundSupport: gebruiksbepalingen" achterin dit boekje.
- Geef uw cliënt overeenkomstige instructies.

Waarschuwingen met betrekking tot Tinnitus

Als uw hoorzorgprofessional de Tinnitus SoundSupport-geluidsgenerator heeft geactiveerd, let dan op de onderstaande waarschuwingen.

Er zijn enkele mogelijke problemen verbonden aan het gebruik van geluid dat door een tinnitusbeheersingsapparaat wordt gegenereerd. Dit zijn onder andere het mogelijk verslechteren van tinnitus en/of een mogelijke verandering in gehoordrempels.

Als u een verandering in uw gehoor of tinnitus opmerkt of vaststelt of duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of eventuele huidirritatie ervaart bij het contactpunt met het apparaat, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts, audioloog of andere hoorzorgprofessional.

Zoals bij alle apparaten, kan misbruik van de geluidsgenerator mogelijk schadelijke effecten tot gevolg hebben. U dient ervoor te zorgen dat onbevoegd gebruik wordt voorkomen en dat het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

Maximale draagtijd

Houd altijd de maximale draagtijd per dag aan voor Tinnitus SoundSupport die door uw hoorzorgprofessional is geadviseerd. Langer gebruik kan uw tinnitus of gehoorverlies verergeren.

Algemene waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

Let op: uw hoortoestellen herstellen het normale gehoor niet. Ze voorkomen of verbeteren gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet. In de meeste gevallen zal onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt opleveren.

Raadpleeg uw hoorzorg professional indien u een onverwachte werking van uw hoortoestel of ongewenst voorval ervaart.

Gebruik van hoortoestellen

Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en geadviseerd door de hoorzorg professional. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Gevaar van stikken en inslikken van batterijen of andere kleine onderdelen

Hoortoestellen, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te worden gehouden en van iedereen die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.

Het is voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen. Controleer uw medicijnen daarom zorgvuldig voordat u ze inneemt.

De meeste hoortoestellen kunnen op verzoek worden voorzien van een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen voor (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Kinderen jonger dan 36 maanden moeten altijd een kindveilige batterijlade gebruiken. Overleg met uw hoorzorg professional over de beschikbaarheid van deze optie.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een hoortoestel of batterij.

Batterijgebruik

Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw hoorzorg professional. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.

Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en verwijder ze niet door ze te verbranden. Er bestaat een kans dat de batterijen zullen ontploffen.

Slechte werking

Wees u bewust van de mogelijkheid dat de werking van uw hoortoestel kan worden beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in gedachten wanneer u afhankelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bijv. in het verkeer). De hoortoestellen kunnen stoppen met werken, bijvoorbeeld wanneer de batterijen leeg zijn of de slangetjes verstopt zijn door vocht of oorsmeer.

Actieve implantaten

Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van actieve implantaten. Een algemeen advies is om bij het gebruik van mobiele telefoons en magneten de richtlijnen van fabrikanten van implanteerbare defibrillators en pacemakers te volgen.

De AutoPhone-magneet en MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft) dienen minimaal 30 cm van het implantaat verwijderd te blijven. Draag deze bijvoorbeeld niet in uw borstzak.

Algemene waarschuwingen

Als u een actief hersenimplantaat hebt, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op verstoring.

Röntgenfoto's, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie

Verwijder uw hoortoestel voor het maken van röntgenfoto's, CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie, operaties, enz., daar het hoortoestel beschadigd kan raken bij blootstelling aan sterke elektromagnetische velden.

Hitte en chemicaliën

Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave, zonnebrandcrème en insectenspray kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

Powertoestel

Bij het kiezen, passen en gebruiken van een hoortoestel met een maximale geluidsdruk van meer dan 132 dB SPL (IEC 711) is bijzondere zorgvuldigheid vereist, omdat er een risico bestaat op aantasting van het restgehoor van de hoortoestelgebruiker.

Mogelijke bijwerkingen

Hoortoestellen en oorstukjes kunnen voor een versnelde opbouw van oorsmeer zorgen.

De anders niet-allergene materialen die in hoortoestellen worden gebruikt kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als een van deze bijwerkingen optreedt.

Storing

Uw toestel is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter storing optreden tussen het hoortoestel en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, winkelalarm-systemen en andere apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen het hoortoestel en de storende apparatuur te vergroten.


Gebruik in vliegtuigen

Uw hoortoestel is voorzien van Bluetooth. Aan boord van een vliegtuig dient de vliegtuigmodus te zijn ingeschakeld, tenzij Bluetooth door het cabinepersoneel wordt toegestaan.

Aansluiting op externe apparatuur

De veiligheid van het hoortoestel bij aansluiting op externe apparatuur (via een externe ingangskabel, via een USB-kabel of rechtstreeks) is afhankelijk van de externe apparatuur. Bij aansluiting op externe apparatuur met netvoeding, moet deze apparatuur voldoen aan IEC-60065, IEC-60950 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Problemen oplossen

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	Lege batterij	Vervang de batterij
	Verstopte oorstukjes (dome, GripTip of MicroMould)	Maak het oorstukje of MicroMould schoon of vervang het oorsmeerfilter
	Hoortoestelmicrofoon gedempt	Overweeg de dome of GripTip te vervangen
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Maak het oorstukje of MicroMould schoon of vervang het oorsmeerfilter, dome of GripTip
	Vocht	Veeg de batterij met een droge doek af
	Lege batterij	Vervang de batterij
Snerpend geluid	Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst	Plaats het oorstukje opnieuw
	Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts
Piepen/ knipperende LED (alleen optioneel voor Opn)	Als uw hoortoestel 8 piepjes geeft, 4 keer achtereenvolgend en herhaaldelijk 4 keer rood knippert met kleine tussenpozen, dan heeft de microfoon van uw hoortoestel een onderhoudscontrole nodig <input type="checkbox"/>  Rood, lang knipperend	Neem contact op met uw hoorzorg professional
Koppelingsproblemen met Apple apparaat	Bluetooth-verbinding mislukt	1) Ontkoppel uw hoortoestellen (Instellingen→Algemeen→Toegankelijkheid→Hoortoestellen→Apparaten →Vergeet dit apparaat). 2) Schakel Bluetooth uit en weer in. 3) Open en sluit de batterijlade van de hoortoestellen. 4) Koppel de hoortoestellen opnieuw (zie het hoofdstuk "Hoortoestellen koppelen met iPhone").
	Slechts één hoortoestel is gekoppeld	

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw hoorzorg professional.

Water- en stofbestendig (IP68)

Uw hoortoestel is stofdicht en beschermd tegen binnendringen van water, wat betekent dat het is ontworpen om in alle dagelijkse situaties te worden gedragen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over zweet of regen. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet langer werkt:

1. Veeg het water er voorzichtig af
2. Open de batterijlade en haal de batterij eruit. Veeg eventueel aanwezig water voorzichtig uit de batterijlade.
3. Laat het hoortoestel met geopende batterijlade gedurende ongeveer 30 minuten drogen
4. Plaats een nieuwe batterij

BELANGRIJKE OPMERKING

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Gebruiksomstandigheden

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +1°C tot +40°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend
Opslag- en transportomstandigheden	Tijdens transport en opslag mogen de temperatuur en luchtvochtigheid niet langere tijd boven de volgende limieten uitkomen: Temperatuur: -25 °C tot +60 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend

Garantie

Certificaat

Naam eigenaar: _____

Audicien: _____

Adres hoorzorg professional: _____

Telefoon hoorzorg professional: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Model links: _____ Serienr.: _____

Model rechts: _____ Serienr.: _____

Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het hoortoestel zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals batterijen, slangetjes, luidsprekers, oorstukjes en oorsmeerfilters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen in het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken.

De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorg professional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorg professional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw hoorzorg professional gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Technische informatie

Het hoortoestel bevat twee radiotechnologieën, welke hieronder worden beschreven:

Het hoortoestel bevat een radiozender die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3,84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is zeer zwak en is altijd lager dan $-40 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ op een afstand van 10 meter.

Het hoortoestel bevat tevens een radiozender die gebruikmaakt van Bluetooth Low Energy (BLE) en een propriëtaire radiotechnologie, beide werkend op 2,4 GHz. De 2,4 GHz

radiozender is zwak en altijd lager dan 4 dBm EIRP totaal uitgestraald vermogen.

Het hoortoestel voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringsmarkeringen opgenomen in dit boekje.

Meer informatie is te vinden in de "Technische data" op www.oticon.nl

VS en Canada

Het hoortoestel bevat een radio-module met de volgende certificerings-ID-nummers:

FCC ID: U28AUBTEP
IC: 1350B-AUBTEP

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Opmerking: Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform deel 15 van het FCC-reglement. Deze grenzen zijn bedoeld om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie. Ook kan het radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Als het apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst, hetgeen kan worden gecontroleerd door het aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de ontvangende antenne opnieuw in of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

De fabrikant verklaart hierbij dat dit hoortoestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



Vervaardigd door:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global

CE 0543



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.

 **Bluetooth®**



IP68

Beschrijving van symbolen gebruikt in dit boekje

	Waarschuwingen Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het apparaat wordt gebruikt.
	Fabrikant Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool worden vermeld. Geeft de fabrikant van het medische apparaat aan, zoals gedefinieerd in EU-Richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG.
	CE-markering Het apparaat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen. Het viercijferige nummer geeft de aangemelde instantie aan.
	Elektronisch afval (AEEA) Recycle hoortoestellen, accessoires en batterijen volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorg professional voor verwijdering. Elektronische apparatuur die onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) valt.
	Regulatory Compliance Mark (RCM) Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, EMC en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.

	IP-code Geeft de beschermingsgraad aan tegen schadelijke binnendringing van water en deeltjes volgens EN 60529:1991/A1:2002. IP6X duidt algehele bescherming tegen stof aan. IPX8 duidt bescherm aan tegen de effecten van voortdurende onderdompeling in water.
	Bluetooth-logo Gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., waarvoor een licentie is vereist voor elk gebruik daarvan.
	Made for Apple-badge Duidt aan dat het apparaat compatibel is met iPhone, iPad en iPod touch.

Beschrijving van symbolen gebruikt op het reglementaire verpakkingsetiket

	Droog houden Duidt een medisch apparaat aan dat moet worden beschermd tegen vocht.
	Waarschuwingssymbool Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor waarschuwingen.
	Catalogusnummer Duidt het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische apparaat kan worden geïdentificeerd.
	Serienummer Duidt het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.

Uw individuele hoortoestelinstellingen

In te vullen door uw hoorzorg professional.

Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen			
<input type="checkbox"/>	Geen gebruiksbeperkingen		
<input type="checkbox"/>	Programma	Beginvolume (Tinnitus)	Max. volume (Tinnitus)
<input type="checkbox"/>	1	Max. _____ uur per dag	Max. _____ uur per dag
<input type="checkbox"/>	2	Max. _____ uur per dag	Max. _____ uur per dag
<input type="checkbox"/>	3	Max. _____ uur per dag	Max. _____ uur per dag
<input type="checkbox"/>	4	Max. _____ uur per dag	Max. _____ uur per dag

188603NL / 2018.06.04

Overzicht toestelinstellingen				
Links			Rechts	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Volumeregelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Programmaschakelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Gedempt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indicatoren volumeregelaar				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij min/max volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	'Klikt' bij verandering volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij gewenst volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
Indicatoren batterij				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Waarschuwing lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit

188603NL / 2018.06.04

