

OTICON | **Opn**

The hearing aid that
opens up your world



oticon
PEOPLE FIRST

Ga terug naar de situaties die u eeder vermeed



Is het moeilijk om gesprekken te volgen?

Misschien weet u hoe het voelt om aan een eettafel te zitten en veel moeite te moeten doen om het gesprek te volgen. U kunt de persoon die tegenover u zit verstaan, maar wat gebeurt er als iemand praat die verder weg zit? Als u het niet kunt volgen, gaat het gesprek verder en raakt u de draad kwijt.

De reden is simpel. Als u gehoorverlies hebt, bereiken minder geluiden uw hersenen. Om geluiden te kunnen begrijpen, moeten uw hersenen harder werken om de gaten te vullen. Uw hersenen moeten het hardst werken als er geluiden uit verschillende richtingen komen en als er meerdere mensen tegelijk praten.




OpenSound Navigator™
Hoor beter, onthoud meer,
met minder inspanning

Als een consequentie hiervan, kan het zijn dat u zelfs familie-ententjes gaat vermijden, of helemaal niet meer naar vrienden toe gaat.

Geniet van het beter verstaan van spraak

Het is bewezen dat Oticon Opn™ u spraak beter laat verstaan in lawaaiige omgevingen, met minder moeite, zodat u weer kunt deelnemen aan gesprekken zonder dat u achterblijft. U kunt zelfs sociaal actief zijn in dezelfde situaties als mensen met een normaal gehoor.**.



*Een interessante nieuwe studie laat zien dat OpenSound Navigator, de geavanceerde toepassing in Oticon Opn, u spraak beter laat verstaan van 20% tot 75% in restaurantachtige omgevingen.**

* Lunner et al, Aging and Speech Communication Conference, 2017.

** Le Goff and Beck 2017, Oticon whitepaper

Wanneer u voor
alles openstaat
dan mist u niets



Traditionele technologie

Focust op één spreker, onderdrukt alle andere sprekers

Vóór Oticon Opn verwerkten de meeste hoortoestellen geluid door uw focus te beperken tot één geluidsbron tegelijk - bijvoorbeeld tot de persoon die tegenover u - terwijl alle andere geluiden werden onderdrukt.

Achtergrondgeluiden bevatten echter vaak belangrijke spraakinformatie. Wanneer deze niet aan uw brein wordt doorgegeven, wordt u moe en wordt het erg moeilijk om gesprekken te volgen*.

Door geluiden om u heen te verminderen - zowel spraak als lawaai - kunnen traditionele hoortoestellen u een onnatuurlijke luisterervaring geven.

* Hornsby et al, 2016

** Le Goff et al, 2016



Nieuwe technologie

Opent het geluidsbeeld en sluit geen sprekers buiten

Nu, met de nieuwe technologie van Oticon kunt u de voordelen van een hoortoestel beleven dat uw wereld opent, zodat u kunt luisteren naar meer dan één spreker tegelijkertijd. U kunt naar meer dan één persoon tegelijk luisteren, terwijl het geavanceerde lawaai-reductiesysteem uw luisterinspanning helpt te verminderen.

Oticon Opn geeft uw hersenen toegang tot de relevante geluiden om u heen, waarbij u bepaalt op welke geluiden u zich focust - en niet uw hoortoestel. Het resultaat is dat u spraak beter begrijpt, met minder moeite. Het kan tevens uw vermogen voor het opslaan en herinneren van informatie vergroten, zodat u zich meer kunt herinneren van wat mensen tegen u hebben gezegd. Hierdoor kunt u gesprekken volgen en er aan deelnemen - zelfs in complexe luisteromgevingen, zoals een familie-etentje**.

Sta open voor een nieuw soort hoortoestel

Oticon Opn is echt een hoortoestel dat voor mensen van alle leeftijden het verschil maakt.

Feedback van gebruikers laat zien dat 96% zegt beter te horen met Oticon Opn, terwijl 81% zegt niet alleen meer te verstaan, maar daar ook minder inspanning voor nodig te hebben.*

Hier is wat enkele van de vele gebruikers denken over Oticon Opn.



* Beck D.L., Porath M., Consumer Responses to the Oticon Opn Hearing Aid. Hearing Review. 2017;24(1):26.

Amanda



Thomas



Shannon



Robert



“

“Mijn Oticon Opn's zijn zo veel helderder dat het voelt alsof ik een nieuw paar oren heb.”

_____ Amanda, gebruiker van Oticon Opn

“

“Ik heb het gevoel dat Oticon Opn mij helpt om gesprekken beter te volgen op lawaaiige plekken.”

_____ Thomas, gebruiker van Oticon Opn

“

“Ik kan gewoon echt gesprekken voeren. Ik maak eindelijk deel uit van het feestje!”

_____ Shannon, gebruiker van Oticon Opn

“

“Ik kan alle gesprekken tegelijk horen en ze allemaal begrijpen. Ik kan u niet vertellen hoe fenomenaal dit is.”

_____ Robert, gebruiker van Oticon Opn



Snel genoeg om de hersenen te ondersteunen

U hoort niet met uw oren, u hoort met uw hersenen. Dat is waarom u hoortoestellen nodig hebt die snel genoeg zijn om de hersenen bij te houden.

De BrainHearing™ technologie in Oticon Opn scant de omgeving 100 keer per seconde. Dit geeft u toegang tot een constant 360-graden geluid dat de manier ondersteunt waarop uw hersenen van nature geluid begrijpen.

Oticon Opn geeft u bewezen BrainHearing voordelen:

- Vermindert uw luisterinspanning*
- Helpt u beter te onthouden wat er gezegd wordt*
- Geeft u een beter verstaan van spraak*
- Verbetert uw vermogen om gesprekken te verstaan met meerdere sprekers**



* Le Goff et al, 2016

** Le Goff en Beck 2017, Oticon whitepaper

Hoort u **vervelende geluiden** die alleen u kunt horen?



Tinnitus heeft vele vormen

Veel mensen met gehoorverlies hebben ook last van tinnitus. Tinnitus kan vele vormen aannemen, zoals vervelend gezoem, gegons of gefluit in uw oren. Hoewel er geen genezing voor is, hoeft het niet het plezier in uw leven te verhinderen.


Krijg controle over uw tinnitus met Oticon Opn

De Tinnitus SoundSupport™ functie in Oticon Opn-hoortoestellen kan u helpen om uw tinnitus onder controle te krijgen. Het toestel speelt een breed scala aan verlichtende geluiden af, zoals wit geluid of rustgevende oceangeluiden.

U kunt de geluiden aanpassen totdat ze u de verlichting bieden die u nodig hebt. U kunt ook draadloos alternatieve tinnitus-verzachende opties streamen, zoals uw favoriete muziek, luisterboeken, podcasts, of zelfs ontspanningsoefeningen.

Maak verbinding met uw telefoon en apparaten

Luister draadloos naar muziek, voer handsfree telefoongesprekken en meer.



Oticon Opn is meer dan een hoortoestel - het is een stukje draagbare technologie dat het gemakkelijker maakt om verbinding te maken met uw favoriete apparaten.



Handsfree telefoongesprekken voor elke smartphone

Met ConnectClip kunt u eenvoudig handsfree bellen met een iPhone®, een Android™ toestel of een andere moderne smartphone. ConnectClip stuurt de stem van de beller rechtstreeks naar uw hoortoestellen, terwijl de ingebouwde microfoon datgene wat u zegt duidelijk overbrengt naar de beller.



Muziek in kwalitatief hoogwaardig stereogeluid

Uw hoortoestellen worden draadloze hoofdtelefoons van hoge kwaliteit, zodat u muziek rechtstreeks vanaf uw iPhone®, iPad® of iPod touch® kunt streamen. Voor elke andere moderne smartphone of Bluetooth®-apparaat kunt u muziek streamen via de draadloze ConnectClip.



Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android, Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.



Geluid rechtstreeks van uw tv streamen

Met behulp van de Oticon TV Adapter ontvangt u het geluid van uw tv rechtstreeks in uw hoortoestellen.



Zelf in controle met de Oticon ON App

De Oticon ON App is beschikbaar voor iPhone en Android. Met de app bedient u op discrete wijze uw hoortoestellen door het volume en het programma aan te passen met slechts één tik met uw vinger. De app heeft ook een "Vind mijn hoortoestellen"-functie voor als u deze kwijt bent

IFTTT Verbinding maken met het Internet of Things

Oticon Opn is 's werelds eerste hoortoestel verbonden met het internet. Op IFTT.com kunt u eenvoudig uw eigen intelligente connecties maken. Uw hoortoestellen kunnen een melding geven als u een SMS-bericht ontvangt, als de batterij bijna leeg is of als iemand aan de deur belt.

Voor informatie over compatibiliteit gaat u naar www.oticon.nl/connectivity

ConnectClip

Een discrete microfoon-accessoire die draadloos verbinding maakt met Oticon Opn, voor:

- Handsfree telefoongesprekken
- Het streamen van muziek, videogeluid, etc
- Een externe microfoon
- Een afstandsbediening



's Nachts opladen,
**word wakker met
energie voor een volle dag**



Oticon Opn als oplaadbare optie

Oticon Opn miniRITE hoortoestellen zijn ook verkrijgbaar met oplaadbare batterijen die lang meegaan. Stop de hoortoestellen 's avonds in de lader en u bent er 's ochtends helemaal klaar voor. Het is comfortabel, praktisch en gemakkelijk te gebruiken. U helpt ook om het milieu te beschermen tegen honderden wegwerpbatterijen per jaar.

Vergeten op te laden? Geen probleem!

De oplaadbare batterijen van Oticon Opn kunnen verwisseld worden met standaard wegwerp-batterijen om u de hele dag te voorzien van energie.

Voorbeeld van de levensduur van de batterij



Dagelijkse gebruiksuren, afhankelijk van de hoeveelheid
gehoorverlies en levensstijl.




Aan welke kleur en uitvoering geeft u de voorkeur?

Oticon Opn onzichtbaar in uw oren zitten of discreet achter uw oren zitten.

Ga vandaag nog naar uw hoorzorg professional om te ontdekken wat Oticon Opn voor u kan betekenen, of kijk op [oticon.nl/opn](https://www.oticon.nl/opn)

Achter het oor

- De **miniRITE** is de kleinste en meeste discrete uitvoering
- De **miniRITE T** bevat een luisterspoel, zodat u kunt afstemmen op FM-geluidssystemen in openbare gelegenheden
- De **BTE13 PP** is een grotere uitvoering voor een gemakkelijkere bediening, met een grotere knop en een led-statuslampje



BTE13 PP

miniRITE T

miniRITE

Zodra u hebt gekozen welke uitvoering bij u past, kunnen wij het toestel aan uw huidskleur of haarkleur aanpassen.



In het oor

- Vijf In-Het-Oor uitvoeringen om tegemoet te komen aan uw behoeften en voorkeuren
- De onzichtbare IIC* zit verborgen in de gehoorgang
- Verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren, passend bij uw huidskleur



ITE FS

ITE HS

ITC



CIC

IIC


Het onzichtbare hoortoestel met **360°geluid**



* Onzichtbaar in het oor bij 8 op de 10 personen.

Het effect en de beschikbaarheid van eigenschappen verschilt per hoortoesteluitvoering en voorschrift. Neem contact op met uw hoorzorg professional om de juiste uitvoering te vinden voor uw behoeften.

Neem contact op met uw hoorzorg professional:



www.oticon.nl

oticon
PEOPLE FIRST